

آزمون مسئولین فنی تجهیزات پزشکی دوره 44 (شرکت های توزیعی و مراکز درمانی)

خانه / درس‌های من / 8017 / عمومی / آزمون مسئولین فنی تجهیزات پزشکی دوره 44 (شرکت های توزیعی و مراکز درمانی) 1400/10/01

براساس آیین نامه تجهیزات پزشکی، مؤسسه پزشکی عبارت است از

سوال 1

هنوز پاسخ داده
نشده است

نمره از 1.00

۳ علامت زدن
سوال

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. کلیه مراکز درمانی و واحدهای پزشکی، درمانی و دارویی
- b. کلیه اعضای سازمان نظام پزشکی
- c. کلیه آزمایشگاه ها و مراکز تشخیص طبی
- d. همه موارد

[Clear my choice](#)

در "سازمان غذا وداروی آمریکا" Reserved Devices به چه چیزی اطلاق می شود؟

سوال 2

هنوز پاسخ داده
نشده است

نمره از 1.00

۳ علامت زدن
سوال

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. وسائل پزشکی با کلاس خطر ابا معافیت PMN
- b. وسائل پزشکی با کلاس خطر ابدون معافیت PMN
- c. وسائل پزشکی با کلاس خطر ابا معافیت PMN
- d. وسائل پزشکی با کلاس خطر ابدون معافیت PMN

[Clear my choice](#)

سوال 3

ناظارت سازمان غذا و دارو آمریکا در مرحله "قبل از فروش" شامل کدامیک از مراحل زیر نمی باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. تبلیغات
- b. تولید وسیله
- c. طراحی و توسعه
- d. بسته بندی و برچسب گذاری

[Clear my choice](#)

سوال 4

طبق ضوابط وسائل پزشکی در آمریکا، "فراخوان" به چند کلاس تقسیم می شود؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. سه کلاس- کلاس یک برای وسائلی است که ایجاد خطر جدی برای سلامتی و یا مرگ برای کاربر قابل پیش بینی است.
- b. سه کلاس- کلاس سه برای وسائلی است که ایجاد خطر جدی برای سلامتی و یا مرگ برای کاربر قابل پیش بینی است.
- c. چهار کلاس- کلاس یک برای وسائلی است که ایجاد خطر جدی برای سلامتی و یا مرگ برای کاربر قابل پیش بینی است.
- d. چهار کلاس- کلاس سه برای وسائلی است که ایجاد خطر جدی برای سلامتی و یا مرگ برای کاربر قابل پیش بینی است.

[Clear my choice](#)

سوال 5

کلیه توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی، ملزم به معرفی مسئول فنی با مدرک تحصیلی می باشند.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. مهندسی پزشکی
- b. پزشکی
- c. داروسازی
- d. همه موارد

[Clear my choice](#)

سوال 6

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

شاخص خرابی و اشکالات کیفی کالا کدام یک از موارد زیر میباشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. شکستگی و ترک خوردنگی و پارگی
- b. تغییر رنگ در بدنه دستگاه ها
- c. بوی غیر معمول
- d. همه موارد

[Clear my choice](#)

سوال 7

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

داروخانه های شهری در زنجیره تامین به عنوان محسوب می گردند

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. توزیع کننده
- b. تامین کننده
- c. عرضه کننده
- d. همه موارد

[Clear my choice](#)

سوال 8

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

کدام گزینه نادرست می باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. آئین نامه مرتبط با وسایل پزشکی می باشد.
- b. آئین نامه مرتبط با وسایل پزشکی می باشد.
- c. 93/15/EEC آئین نامه مرتبط با وسایل پزشکی می باشد.
- d. آئین نامه مرتبط با وسایل پزشکی می باشد.

[Clear my choice](#)

سوال 9

شاخص خرابی و اشکالات کیفی کالا کدام یک از موارد زیر میباشد

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. شکستگی و تری خوردگی و پارگی

b. تغییر رنگ در بدنه دستگاه ها

c. بوی غیر معمول

d. همه موارد

هنوز پاسخ داده
نشده است

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سوال

[Clear my choice](#)

سوال 10

یک نشانه مكتوب و يا هر علامت گرافيكی است که بهمراه و سيله ويا پوشش خارجي آن در بروشور، راهنمای..... موجود باشد

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. برچسب گذاري

b. برچسب

c. حيطة كاربردو سيله پزشكى

d. نام تجاري و سيله پزشكى

هنوز پاسخ داده
نشده است

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سوال

[Clear my choice](#)

سوال 11

ارائه خدمات پس از فروش تجهيزات پزشكى بر عهده است.

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. فروشنده تجهيزات پزشكى

b. شركت توزيع کننده تجهيزات پزشكى

c. نمايندگان قانوني سازنده تجهيزات پزشكى

d. هيچکدام

هنوز پاسخ داده
نشده است

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سوال

[Clear my choice](#)

سوال 12

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

پیگیری گزارش MDR با چه روشی انجام می شود؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. از طریق کد ورود به سامانه
- b. از طریق نام وسیله
- c. با کد ثبت گزارش
- d. امکان پیگیری برای گزارشات مردمی وجود ندارد.

[Clear my choice](#)

سوال 13

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

کدامیک از موارد ذیل از جمله اقدامات اصلاحی نمی باشد.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. جمع آوری تجهیزات پزشکی دارای اشکال
- b. تحت نظر قرار دادن بیمار
- c. تنظیم وسیله
- d. برچسب گذاری مجدد تجهیزات پزشکی دارای اشکال

[Clear my choice](#)

سوال 14

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی ما بین توزیع کنندگان سراسری..... نمی باشد.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. مجاز
- b. غیر مجاز
- c. تخلف
- d. هیچکدام

[Clear my choice](#)

سوال 15

ساعتمند ساعات بین راهی جهت ارائه خدمات پس از فروش

هنوز یاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
علامت زدن
سوال

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. معادل با ساعتمند ساعات مفید است.
- b. معادل با 50% ساعتمند ساعات مفید است.
- c. معادل با 70% ساعتمند ساعات مفید است.
- d. برای تمامی دستگاه ها یکسان است..

[Clear my choice](#)

سوال 16

کدام دسته بندی جهت نخ های بخیه صحیح من باشد؟

هنوز یاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
علامت زدن
سوال

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. نخ های طبیعی یا مصنوعی، نخ های قابل جذب یا غیر قابل جذب
- b. نخ های طبیعی یا مصنوعی، قابل جذب یا غیر قابل جذب، تک رشته ای یا چند رشته ای
- c. نخ های طبیعی یا مصنوعی، تک رشته ای یا چند رشته ای
- d. نخ های قابل جذب یا غیر قابل جذب، تک رشته ای یا چند رشته ای

[Clear my choice](#)

سوال 17

کدامیک از موسسات زیر می بایست در سایت "سازمان غذا و داروی آمریکا" "رجیستر شوند؟

هنوز یاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
علامت زدن
سوال

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. تولیدکننده و واردکنندگان و توزیع کنندگان
- b. صادرکنندگان
- c. Repackers&Relablers
- d. همه موارد

[Clear my choice](#)

سوال 18

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

هدف از کدگذاری کالا چیست؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. تشخیص سریال کالا
- b. تشخیص و تفکیک اقلام مختلف از یکدیگر و ایجاد سیستمی اسان در نگهداری اطلاعات
- c. تشخیص تاریخ تولید و انقضا
- d. هیچ کدام

[Clear my choice](#)**سوال 19**

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

کدامیک مصرفی قلب و عروق من باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. آی سی دی
- b. پروتز
- c. پین
- d. پلاک

[Clear my choice](#)**سوال 20**

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

کدام جمله صحیح نمی باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. برچسب گذاری مناسب به منظور شناسایی صحیح واستفاده صحیح از وسایل پزشکی می باشد.
- b. در برچسب گذاری مناسب ارائه هشدارهای آگاه کننده و راهنمایی های شفاف ضروری می باشد.
- c. در برچسب گذاری مناسب انطباق کالا با استانداردهای مربوطه برای کاربر نهایی نمایش داده می شود.
- d. در برچسب گذاری مناسب ارائه اطلاعات جهت شناسایی واستفاده ایمن وسیله صورت می گیرد.

[Clear my choice](#)

فراخوان (Recall) وسیله پزشکی به چه معناست؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. خارج کردن وسیله از بازار و تعمیر آن
- b. خارج کردن وسیله از بازار
- c. خارج کردن وسیله از بازار و انجام اقدامات اصلاحی
- d. اطلاع رسانی عمومی مشکل کیفی وسیله

[Clear my choice](#)

در صورتیکه وسیله بازسازی شده است ، ذکر کدام مورد ضروری نیست :

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. نام شرکت بازسازی کننده
- b. تاریخ بازسازی
- c. تعداد و نوع قطعات تعویض شده
- d. اطلاعاتی که نشان دهد وسیله بازسازی شده است

[Clear my choice](#)

سؤال 23

برخی از وسایل کلاس III که دارای نمونه——می باشند میتوانند با تاییدیه 510 K به بازار آمریکا عرضه شوند؟

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سؤال

- یک گزینه را انتخاب کنید:
- a. پس اصلاح
 - b. برابری ذاتی
 - c. تحقیقاتی بالینی
 - d. پیش اصلاح

[Clear my choice](#)

سؤال 24

کدامیک از موارد ذیل از جمله اقدامات کنترل کیفی تجهیزات پزشکی نمی باشد؟

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سؤال

- یک گزینه را انتخاب کنید:
- a. ارزیابی عملکرد
 - b. ارزیابی ایمنی
 - c. اعلام نتایج ارزیابی
 - d. تعمیر یا رفع ایرادات

[Clear my choice](#)

سؤال 25

FEFO چیست؟

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سؤال

- یک گزینه را انتخاب کنید:
- a. ارزیابی وضعیت کالاهای انبار
 - b. بررسی چیدمان براساس تاریخ انقضا first-to-expire-first-out
 - c. پایش ایمنی بودن انبار از نظر دسترسی
 - d. هیچکدام

[Clear my choice](#)

26 سؤال

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

چه نکاتی در انبارها باید رعایت گردد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. کف انبار باید شب ملایم داشته باشد
- b. درب انبارها باید از جنس فلز باشد
- c. انبارها باید مجهز به وسایل و ابزار آتش نشانی باشد
- d. همه موارد

[Clear my choice](#)

27 سؤال

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

کدامیک از موارد ذیل صحیح است

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. نگهداری کالای فاقد شناسه اصالت مجاز نمی باشد
- b. کلیه تجهیزات پزشکی من باید مجوز ساخت ، ورود و ترخيص ، و دارای شناسه ثبت وسیله پزشکی (کد آی - آر - سی) از اداره کل و برچسب اصالت معترض باشند
- c. رعایت کلیه الزامات توزیع و عرضه و در خصوص توزیع و عرضه مجازی (اینترنتی) توسط تامین کننده ، توزیع کننده و عرضه کننده الزامی است .
- d. همه موارد

[Clear my choice](#)

28 سؤال

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

در انبارها رعایت چه نکاتی ضروری است؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. حداقل فاصله pallet از کف انبار 20 سانتی متر باشد
- b. چیدمان بر اساس label برچسب مشخص باشد
- c. کیت های آزمایشگاهی در کنار کالاهای دیگر قرار بگیرند
- d. رعایت FEFO اجباری نیست

[Clear my choice](#)

سؤال 29

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
علامت زدن
سوال

شرح ابزارهای اختصاصی تجهیزات پزشکی توسط سازنده در الزامی است.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. راهنمای سرویس
- b. راهنمای کاربری
- c. چک لیست PM
- d. گزینه های الف و ب

[Clear my choice](#)

سؤال 30

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
علامت زدن
سوال

کدام گزینه جزو اصول مدیریت کیفیت نمی باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. رویکرد فرایندی
- b. بهبودمستمر
- c. رهبری
- d. استانداردسازی

[Clear my choice](#)

سؤال 31

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
علامت زدن
سوال

با توجه به ضوابط اتحادیه اروپا در حوزه وسائل پزشکی، دایرکتیو مربوط به وسائل پزشکی کاشتنی فعال (AIMD)، کدام گزینه می باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. 93/42/EEC
- b. 98/79/EEC
- c. 90/385/EEC
- d. هیچکدام

سؤال 32

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

وسعترین گستره کاربرد مربوط به کدام نوع از استانداردها می باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. استاندارد محصول
- b. استاندارد پایه
- c. استاندارد گروه
- d. هیچکدام

[Clear my choice](#)

هزینه مالی: متناسب با مبلغ پیش پرداخت از زمان واریز تا تاریخ ترجیح کالا به ازای هرماه به اضافه یک ماه اضافه و تا سقف درصد ماه تعریف می شود.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. 12-18-%1.5
- b. 15-18-%1.5
- c. 12-17-%2.5
- d. 15-17-%2.5

[Clear my choice](#)

سؤال 33

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

کدامیک از دلایل اهمیت برچسب گذاری است؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. ضرورت هشدارهای آگاه کننده
- b. راهنمایی های شفاف برای کاربر
- c. ارائه اطلاعات جهت شناسایی و استفاده ایمن از وسیله
- d. همه موارد

[Clear my choice](#)

سؤال 34

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

سؤال 35

استفاده از عبارت SELF TESTING بر روی برقسپ نشان دهنده چیست؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. آزمایش توسط فرد غیر حرفه ای انجام می شود.
- b. صرفا برای یک بیمار خاص طراحی شده است.
- c. هردو مورد صحیح است
- d. هیچکدام

[Clear my choice](#)**سؤال 36**

..... شناسه موضوع دستورالعمل نظام ردیابی ، رهگیری و کنترل اصالت فراورده های اصالت محور که شناسه ای اختصاصی و منحصر به فرد 16 براساس استاندارد اعلامی کمیته جهت ایجاد امکان کنترل اصالت توسط مصرف کننده تهایی است که بروی واحد فرآورده الصاق می گردد

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. شناسه ثبت وسیله پزشکی (کد آی - آر - سی)
- b. سامانه ردیابی و رهگیری و کنترل اصالت (سیستم تی تک)
- c. شناسه ردیابی و رهگیری (کد یو - آی - دی)
- d. شناسه اصالت

[Clear my choice](#)**سؤال 37**

اشخاص حقوقی که تولیدکننده یا نماینده قانونی تولیدکننده نمی باشند

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. در صورت تسلط بر تعمیرات تجهیزات پزشکی مجاز به ارائه خدمات پس از فروش می باشند.
- b. در صورت اخذ مجوز مجاز به ارائه خدمات پس از فروش می باشند.
- c. مجاز به ارائه خدمات پس از فروش نمی باشند.
- d. مجاز به ارائه خدمات پس از فروش جهت دستگاه های با عمر بالای ده سال می باشند.

[Clear my choice](#)

هنوز پاسخ داده نشده است	1.00	۳ علامت زدن	سوال
----------------------------	------	-------------	------

هنوز پاسخ داده نشده است	1.00	۳ علامت زدن	سوال
----------------------------	------	-------------	------

هنوز پاسخ داده نشده است	1.00	۳ علامت زدن	سوال
----------------------------	------	-------------	------

سؤال 38

هنوز پاسخ داده
نشده است

نمره از 1.00

۳ علامت زدن
سوال

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. شناسه رهگیری

b. شناسه ردیابی

c. شناسه کالا

d. شناسه اصالت

[Clear my choice](#)

..... شناسه ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه بندی کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می شود و به صورت رمزینه و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می گردد

سؤال 39

هنوز پاسخ داده
نشده است

نمره از 1.00

۳ علامت زدن
سوال

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. برچسب شبم

b. برچسب اصالت

c. ۱و۲ صحیح است

d. هیچکدام

[Clear my choice](#)

..... قسمت مشخصی بروی بسته بندی هر واحد فراورده است که شناسه ردیابی ، رهگیری ، شناسه اصالت و سایر اطلاعات مربوط براساس استانداردهای تعریف شده بروی آن الصاق می گردد

سؤال 40

هنوز پاسخ داده
نشده است

نمره از 1.00

۳ علامت زدن
سوال

تولید وسیله در آمریکا مطابق اصول و "شرایط تولید خوب" مربوط به کدام کنترل قانونی می باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. کنترل های عمومی

b. کنترل های ویژه

c. کنترل های عمومی و ویژه

d. کنترل



آزمون مسئولین فنی تجهیزات پزشکی دوره 44 (شرکت های توزیعی و مراکز درمانی) 1400/10/01

خانه / درس‌های من / 8017 / عمومی / آزمون مسئولین فنی تجهیزات پزشکی دوره 44 (شرکت های توزیعی و مراکز درمانی) 1400/10/01

راهبری آزمون

8	7	6	5	4	3	2	1
16	15	14	13	12	11	10	9
24	23	22	21	20	19	18	17
32	31	30	29	28	27	26	25
40	39	38	37	36	35	34	33
48	47	46	45	44	43	42	41
56	55	54	53	52	51	50	49
60	59	58	57				

اتمام آزمون ...

زمان باقیمانده 0:22:31

کدام یک از موارد زیر شامل اقدامات اصلاحی جهت حل مشکلات مربوط به ایمنی و عملکرد وسیله پزشکی نمیباشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. استفاده از عایق بندی مناسب
- b. استفاده از سیم هایی با رسانایی بالا
- c. استفاده از زمین حفاظتی
- d. استفاده از مدارهای قطع کننده جریان

[Clear my choice](#)

سوال 41

هنوز پاسخ داده
نشده است

نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

کدامیک شامل مصرفی ارتوپدی نمی باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. ایمپلنت های استخوانی تروما
- b. یمپلنت های استخوانی فک و صورت و جمجمه
- c. ایمپلنت های استخوانی جذبی
- d. اینجکتور-کارتريج

[Clear my choice](#)

سوال 42

هنوز پاسخ داده
نشده است

نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

فروش تجهیزات پزشکی در حجم متعارف به میزان نیاز مصرف به بیمار (یا متقارض) توسط افراد حقیقی یا حقوقی مذکور در این دستورالعمل عرضه نام دارد.

یک گزینه را انتخاب کنید:

سوال 43

هنوز پاسخ داده
نشده است

8017

نمره‌ها

عمومی

خانه

میز کار

تقویم

درس‌های من

8017

سوال 43

فروش تجهیزات پزشکی در حجم متعارف به میزان نیاز مصرف به بیمار (یا متقارض) توسط افراد حقیقی یا حقوقی مذکور در این دستورالعمل عرضه نام دارد.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. مستقیم
- b. غیر مستقیم
- c. اینترنی
- d. هیچکدام

[Clear my choice](#)

سوال 44

دستگاه های سرمایه ای مشمول برخورداری از ضریب عمده فروش معادل درصد

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. ۵ - هستند
- b. دوازده - هستند
- c. ده - نیستند
- d. دوازده - هستند

[Clear my choice](#)

سوال 45

کدام هزینه با احتساب سود در محاسبه قیمت فروش کالاها منظور می گردد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. FOB
- b. کرایه حمل خارجی
- c. بیمه
- d. همه موارد

[Clear my choice](#)

هنوز یاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
علامت زدن
سوال

هنوز یاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
علامت زدن
سوال

هنوز یاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
علامت زدن
سوال

سوال 46

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

اگر مشکل کیفی جهت یکی از کیت های آزمایشگاهی گزارش شود، شرکت مربوطه باید ظرف چند روز نتایج بررسی های خود را به اداره کل اعلام نماید؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. 20 روز
- b. به صورت آنی
- c. 3 روز
- d. 5 روز

[Clear my choice](#)

سوال 47

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

کدامیک از موارد ذیل نادرست می باشد.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. مدیر فنی نمی تواند مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره باشد.
- b. به ازای هر پنج دستگاه در دامنه فعالیت دارنده مجوز حداقل یک نفر پرسنل فنی ضروری است.
- c. مدت اعتبار موافقت اولیه سه ماه می باشد.
- d. پرسنل فنی باید توسط دارنده مجوز بیمه شده باشند.

[Clear my choice](#)

سوال 48

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

فراخوان وسیله پزشکی به معنای می باشد.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. اطلاع رسانی و جمع آوری وسیله
- b. جمع آوری وسیله و یا اقدام اصلاحی
- c. اطلاع رسانی و پایش وسیله
- d. جمع آوری وسیله و توزیع وسیله فاقد نقص

[Clear my choice](#)

سوال 49

فروش تجهیزات پزشکی به صورت حجمی و عمده به توزیع کننده، عرضه کننده و صاحبان حرف پزشکی و موسسات پزشکی توسط افراد حقیقی و حقوقی نام دارد.

هنوز پاسخ داده
نشده است

نمره از 1.00

۳ علامت زدن
سوال

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. عرضه

b. توزیع

c. تامین

d. هیچکدام

[Clear my choice](#)

سوال 50

کنترل کالا در انبار به چه صورت است؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. نقطه ثبت سفارش

b. لیست استاندارد اقلام انبار

c. ثبت کالا

d. همه موارد

[Clear my choice](#)

سوال 51

تعداد نیروی فنی جهت ارائه خدمات پس از فروش براساس تعیین می گردد.

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. تعداد دستگاه های تحت پوشش

b. تکنولوژی به کار رفته در دستگاه ها

c. میزان نیاز به سرویس و تعمیرات دستگاه ها

d. همه موارد

[Clear my choice](#)

سؤال 52

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

براساس آیین نامه تجهیزات پزشکی، کدامیک از موارد ذیل از جمله اهداف تجهیزات پزشکی نمی باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. ایجاد فرآیند سترون کردن محیط
- b. به تعویق انداختن آسیب یا معلولیت
- c. اصلاح فرآیندهای فیزیولوژیک
- d. طراحی مواد بر پایه روش های ایمنی شناسی

[Clear my choice](#)

سؤال 53

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

..... شماره پروانه منحصر به فرد است که سازمان موقع صدور پروانه ثبت فراورده به آن اختصاص می دهد.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. شناسه ثبت وسیله پزشکی (کد آی-آر-سی)
- b. سامانه ردیابی و رهگیری و کنترل اصالت (سیستم تی تک)
- c. شناسه ردیابی و رهگیری (کد یو-آی-دی)
- d. شناسه اصالت

[Clear my choice](#)

سؤال 54

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

وظایف مدیریت انبارداری چیست؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. نظارت بر پایش وضعیت اقلام موجود در انبار
- b. چک کردن کالا بر اساس تاریخ تولید
- c. دریافت کالا و چیدمان بر اساس تاریخ انقضا
- d. گزینه 1 و 3

[Clear my choice](#)

55 سؤال

حادثه ناگوار عبارت است از

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. حادثه ای که منجر به مرگ گردد.
- b. حادثه ای که منجر به خسارت جانی یا مالی گردد.
- c. حادثه ای که منجر به آسیب جدی گردد.
- d. حادثه ای که منجر به مرگ یا آسیب جدی گردد.

[Clear my choice](#)

56 سؤال

واژه Device Listing در "سازمان غذا و داروی آمریکا" به چه معناست؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. طبقه بندی وسائل پزشکی
- b. ثبت شرکت در FDA
- c. ثبت وسیله پزشکی در FDA
- d. لیست تمام کالاهایی که قصدورودیه بازار آمریکا ویاصادرات را دارند.

[Clear my choice](#)

57 سؤال

کدام گزینه از اهداف تعقیب خط سیر.....نمی باشد :

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. امکان حذف سریع خطرات بالقوه
- b. خارج کردن دستگاههای معیوب از خط فروش
- c. جمع آوری اخطارهای ایمنی
- d. مطلع ساختن بیماران از مشکلات ویژه دستگاهها

[Clear my choice](#)

هنوز باسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

هنوز باسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

هنوز باسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

سوال 58

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

مطابق با آئین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی، مستولیت عملکرد و ایمنی تجهیزات و ملزومات پزشکی بر عهده چه کسی است؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. تولید کننده
- b. اداره کل تجهیزات پزشکی
- c. تولید کننده/واردکننده و نماینده قانونی آنها
- d. موسسات پزشکی

[Clear my choice](#)

سوال 59

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

پیشوند حروفی در نام استانداردها بیانگر چیست؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. نام سازمان تایید کننده استاندارد
- b. کد اختصاصی استاندارد
- c. طبقه بندي استاندارد
- d. هیچکدام

[Clear my choice](#)

سوال 60

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00
۳ علامت زدن
سوال

درصد سود کالای وارداتی درصد کالا من باشد.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. FOB-17
- b. CIF-17
- c. FOB-18
- d. CIF-18

[Clear my choice](#)