



شرکت پیشگامان صنعت پزشکی
یزد طب
سهامی خاص

پیشرو در زمینه؛

✓ نوآوری
✓ توسعه
✓ بهبود کیفیت



- دارای تاییدیه از سازمان غذا و دارو
- دارای گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵ و ایزو ۹۰۰۱
- همکاری واحد تحقیق و توسعه (R&D) شرکت با واحد تحقیقات دانشگاه صنعتی شریف و امیر کبیر
- پیشرو در تولید تجهیزات پزشکی با بیش از دو دهه تجربه

تهران- شهرک اکباتان- بلوار شهید نفیسی

نش کوچه حسینی- پلاک-۲۵- واحد ۱

۰۲۱-۴۴۶۹۹۱۱۴ و ۰۲۱-۴۹۲۲۷۰۰۰

www.pspco.co  info@pspco.co 

شرکت پیشگامان صنعت پزشکی [سهامی خاص] یزد طب

شرکت پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب با بیش از دو دهه تجربه در امر تولید، فروش، نصب و اجرای تجهیزات بیمارستان، همواره جهت پیشرفت و رسیدن به اهداف خود در راستای جلب رضایت مشتریان، تولید محصولات با کیفیت مطابق با استانداردهای بین المللی را سرلوحه کار قرار داده و دستیابی به این مهم را از طریق روش های ذیل محقق نموده است:

- ۱) تامین مواد اولیه از تامین کنندگان معتبر داخلی و خارجی
- ۲) بکارگیری نیروهای مجرب، متخصص و متعهد
- ۳) تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته
- ۴) تفاهم نامه همکاری شرکت در زمینه تحقیق، توسعه و تست تجهیزات با دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه صنعتی شریف

این شرکت دارای مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو و گواهینامه های ISO 13485 - ISO 9001 می باشد.

فعالیت ها :

- مشاوره، کارشناسی سلامت ارتینگ، تابلوهای برق ایزوله و صنعتی، کفپوش های کانداکتیو اتاق عمل
- مشاوره، طراحی، ارائه نقشه لوله کشی گازهای طبی و اجرا
- مشاوره، فروش، طراحی و اجرای کفپوش های بیمارستانی





شرکت پیشگامان صنعت پزشکی [سهامی خاص]
یزد طب

آتلت گازهای طبی

با گارانتی مادام العمر بدون قید و شرط



بیش از دو دهه

سابقه نصب در مراکز درمانی

داخل و خارج از کشور



Tel: 021 49227000
www.pspco.co

هر کس نفسی را حیات بخشد، مثل آنست که همه مردم را حیات بخشیده



کنسول بخش اطفال



Tel: 021 49227000
www.pspco.co

هر کس نفسی را حیات بخشد، مثل آنست که همه مردم را حیات بخشیده



دانشگاه صنعتی شریف




دانشگاه صنعتی امیرکبیر




سازمان غذا و دارو

سامانه جامع اتوماسیون ارتباطات، جایگزین مکالمات شفاهی



روشن | خدمه | عادی | اضطراری

چراغ سر درب اتاق بستری چهار حالت



- ۱۱- سامانه حراست
- ۱۲- سامانه تجهیزات پزشکی
- ۱۳- سامانه احضار کلیه پرسنل
- ۱۴- سامانه فوریت های پزشکی
- ۱۵- قابلیت ارتقای آسان نرم افزار
- ۱۶- سامانه آزمایشگاه و رادیولوژی
- ۱۷- سامانه کنترل از راه دور بیمارستان
- ۱۸- سامانه مرکزی پشتیبان گیری داده ها
- ۱۹- سامانه نمایش و مانیتورینگ داده ها

- ۱- سامانه بیمار
- ۲- سامانه تاسیسات
- ۳- سامانه اینترنت بیمار
- ۴- سیستم احضار پرستار
- ۵- سامانه کنترل بخش ها
- ۶- سامانه کنترل اتاق عمل
- ۷- سیستم کدهای بیمارستانی
- ۸- ارتباط بی سیم (پیجر)
- ۹- سامانه حسابداری و ترخیص
- ۱۰- سیستم پیام رسان شخصی (پیامک و تماس)

۲۰- سامانه کنترل تجهیزات مصرفی و دارو به صورت سخت افزاری

Wireless



شرکت پیشگامان صنعت پزشکی (سهامی خاص)
یزد طب



کنسول دیپلمات ۱



کنسول دیپلمات ۲



کنسول دیپلمات ۳



پایه سرم
آویز سقفی

NEW



کنسول دیپلمات ۴



دانشگاه صنعتی شریف



دانشگاه صنعتی امیرکبیر



سازمان غذا و دارو



تابلو برق ایزوله بیمارستانی و صنعتی دارای LIM ورژن جدید

با قابلیت های:

- * شین ارت
- * نمایشگر LCD
- * فیوز دو پل برنند
- * درب استیل نگیر مات
- * فن خنک کننده اتوماتیک
- * نمایش دمای هسته ترانس
- * نمایش مقدار مقاومت عایقی
- * آلارم توان مصرفی بیش از 80 %
- * نمایش مقدار و سطح جریان نشتی
- * امکان اتصال به سیستم HIS و BMS
- * نمایش میزان درصد استفاده از توان نامی
- * 1 الی 96 خروجی 220 ولت مستقل جهت مصرف
- * عمق تابلو های ایزوله KVA 10 الی 5 18cm
- * عمق تابلو های ایزوله KVA 27 الی 11 28cm



سنسور سر درب اتاق عمل



تایمر دیجیتال لامپ UV


- صفحه نمایشگر LCD
- چشم الکترونیکی برای حفاظت اشخاص از اشعه UV
- نمایش طول عمر مفید لامپ UV
- هشدار دهنده عدم کارایی لامپ UV
- تنظیم مدت زمان ON-Off لامپ UV
- برای استریل شدن اتاق عمل



PLEXIGLASS



STAINLESS STEEL



ساعت و کرنومتر دیجیتال اتاق عمل به همراه دماسنج و رطوبت سنج

دارای: تاریخ شمسی یا میلادی، دقیقه و ثانیه شمار و سه کورنومتر مجزا باطری پشتیبان جهت حفظ تنظیمات هنگام قطعی برق، درب استیل نگیر یا پلکسی گلاس



کنترل ساعت و کورنومتر دیجیتال
اتاق عمل




دما سنج و رطوبت سنج دیجیتال اتاق عمل

– با دقت بسیار بالا
– دارای پنل استیل نگیر یا پلکسی گلاس

شرکت پیشگامان صنعت پزشکی [سهامی خاص] یزد طب



کنترل چراغ سر درب
OR



کنترل چراغ سر درب
X-RAY



پریز X-RAY

- درب استیل نگیر مات
- پریز ۳۲ آمپر اروپایی
- قفل سانسوتی



پریز برق ارت دار

- پریز ۱۶ آمپر ارت دار اروپایی از نوع درب دار
- سوکت ارت قفل شو با شبکه ارت مسی
- درب از جنس استیل نگیر مات

نگاتسکوپ

فاقد اشعه UV

ضخامت ۳/۵ سانت

قابلیت تنظیم شدت نور

صرفه جویی در مصرف برق

افزایش طول عمر با روشنایی SMD

روشن شدن اتوماتیک با قراردادن فیلم

با قابلیت تولید تک خانه، دو خانه، سه خانه و چهارخانه


3 years
Guarantee





شرکت پیشگامان صنعت پزشکی (سهامی خاص) یزد طب

فروش و نصب کفپوش های کانداکتیو، آنتی باکتریال، فضاهای عمومی مراکز درمانی



کنسول سقفی متحرک دو بازو و یک بازو اتاق عمل



M.PS-2

G 5 years
Guarantee

بدون قید و شرط

کنسول سقفی متحرک
یک بازو و دو بازو
جهت بخش های ویژه و اتاق عمل



M.PS-3

G 5 years
Guarantee

بدون قید و شرط

M.PS-4

کنسول سقفی یک بازو و دو بازو
جهت بخش های ویژه و اتاق عمل



G 5 years
Guarantee

بدون قید و شرط





شرکت پیشگامان صنعت پزشکی [سهامی خاص]
یزد طب

M.PS-1



5 years
Guarantee

بدون قید و شرط

کنسول سقفی دو منظوره متحرک د و بازو و یک بازو اتاق عمل

- تامین نظر پزشک جراح و بیهوشی با توجه به وضعیت بازوهای افقی و عمودی
- رنگ پودری الکترواستاتیک ضد خش و ضد زنگ
- بدنه و بازو از جنس آلومینیوم اکستروود
- قابلیت چرخش تا ۳۴۰ درجه
- تحمل وزن تا ۲۵۰ کیلوگرم



دانشگاه صنعتی یزد



دانشگاه صنعتی امیرکبیر



سازمان غذا و دارو

تابلو منیفلد گازهای طبی $N_2O - O_2 - CO_2$

- دارای پنل روشنایی LED
- طراحی انحصاری با حداقل اتصالات برای جلوگیری از نشتی گاز و سهولت در تعویض قطعات



Model : MG1



Model : MG2



- دارای سیستم عیب یاب دیداری
- نمایش دیجیتال فشار گاز خروجی خط مصرف
- نمایش مسیر گاز مصرفی Main یا Reserve
- امکان تست صحت برقراری ارتباط با پانل فرعی
- امکان قطع صدای آلارم به صورت موقت تا رفع اشکال
- نمایش میزان سطح گاز کپسول های Main و Reserve
- نمایش دیجیتال فشار گاز ورودی رگلاتور Main و Reserve
- نمایش دیجیتال فشار گاز خروجی رگلاتور Main و Reserve
- امکان اتصال به سیستم هوشمند بیمارستان BMS - HIS

پنل دیجیتال فرعی

- نمایش دیجیتال فشار گاز خروجی خط مصرف
- نمایش مسیر گاز مصرفی Main یا Reserve
- امکان تست صحت برقراری ارتباط با دستگاه مادر
- نمایش میزان سطح گاز کپسول های Main و Reserve
- نمایش دیجیتال فشار گاز ورودی رگلاتور Main و Reserve
- نمایش دیجیتال فشار گاز خروجی رگلاتور Main و Reserve
- امکان قطع صدای آلارم پانل فرعی به صورت موقت تا رفع اشکال
- امکان پایش و اطلاع از وضعیت منیفلد گازهای طبی در اتاق کنترل




Model : MG2-S

ولو باکس با آلارم گازهای طبی

- کنترل هوشمند در صورت قطعی هر یک از گازها و اعلام آن به صورت دیداری و شنیداری
- امکان قطع صدای آلارم به صورت موقت تا رفع اشکال
- دارای پورت خروجی جهت اتصال به پنل فرعی
- امکان تست صحت برقراری ارتباط با پنل های فرعی
- امکان اتصال به سیستم هوشمند بیمارستان BMS-HIS

- قفل درب از نوع سامسونتی
- درب از جنس استیل نگیر مات یا فلزی
- امکان تست عملکرد صحیح مدار
- مجهز به شیرهای استاندارد و با کیفیت
- دارای پنل نمایش گيج با روشنایی LED و ساده
- امکان اتصال به سیستم هوشمند بیمارستان BMS - HIS



Model: GA2

- نمایش میزان فشار گازها
- نمایش فشار گاز در دو سطح: نرمال و کاهش فشار

Model: GA3


- نمایش دیجیتال میزان فشار گازها
- نمایش فشار گاز در سه سطح: نرمال، حد متوسط و قطع

آلارم دیجیتال فرعی



آلارم دیجیتال فرعی GA2

- اعلام فشار گاز در دو سطح: نرمال و کاهش فشار



آلارم دیجیتال فرعی GA3

- نمایش دیجیتال میزان فشار گازها
- نمایش فشار گاز در سه سطح: نرمال، متوسط قطع

- تست عملکرد صحیح دستگاه
- تست برقراری ارتباط با دستگاه ولو باکس
- امکان پایش و اطلاع از وضعیت ولو باکس
- گازهای طبی از اتاق کنترل
- قطع صدای آلارم به صورت موقت تا رفع اشکال



شرکت پیشگامان صنعت پزشکی [سهامی خاص]
یزد طب

با دو دهه نصب در مراکز درمانی



SCREW COMPRESSOR

کمپرسور هوای فشرده مدیکال مرکزی
همراه با درایر و میکروفیلترهای آنتی باکتریال



PISTON COMPRESSOR

پمپ وکیوم مدیکال مرکزی
همراه با فیلتراسیون آنتی باکتریال و خلط گیر



OIL ROTARY CENTRAL VACUUM PUMP



دانشگاه صنعتی شیراز



دانشگاه صنعتی امیرکبیر



سازمان غذا و دارو



ساکشن سانترال بدون موتور

- شیر کنترل وکیوم
- مانومتر نشان دهنده وکیوم
- شیلنگ ها از جنس سیلیکون و قابل اتوکلاو
- قابل استفاده در کلیه بخش های بستری، ویژه و اتاق عمل
- جنس ظرف ها پلی کربنات UV دار نشکن و قابل اتوکلاو
- قابلیت نصب ظرف های یک تا چهار لیتری
- قطع کن جهت جلوگیری از ورود مایع به داخل آنتل و سیستم سانترال مرکزی



M90B

ساکشن آمبولانسی

- نمایشگر شارژ باتری
- فیلتر آنتی باکتریال
- شیر کنترل وکیوم
- خروجی 12V برای روشنایی
- مانومتر نشان دهنده وکیوم
- ظرف نشکن و قابل اتوکلاو
- پمپ وکیوم دو پیستونه Oil Less
- قابلیت شارژ باتری با برق 220v و 12v
- شیلنگ ها از جنس سیلیکون و قابل اتوکلاو
- مجهز به باتری لیتیوم-آیون Li-ion سبک ، کم حجم و طول عمر بسیار بالا نسبت به دیگر باتری ها
- قطع کن سیلیکونی جهت آب بندی دقیق و جلوگیری از ورود مایع به داخل پمپ



P.M.4 & 2

ساکشن جراحی پرتابل

- شیر کنترل وکیوم
- مانومتر نشان دهنده وکیوم
- پمپ وکیوم Oil less دو سیلندر
- شیر دو طرفه برای هر یک از طرف ها
- فیلتر آنتی باکتریال برای جلوگیری از انتقال آلودگی
- شیلنگ ها از جنس سیلیکون و قابل اتوکلاو
- قطع کن الکترونیکی برای جلوگیری از ورود مایعات به داخل پمپ وکیوم و طول عمر بیشتر دستگاه
- مدل P.M.4 برای اتاق های عمل و بخش های ویژه
- ظرف ها از جنس پلی کربنات UV دار نشکن و قابل اتوکلاو با قابلیت وکیوم ۷۰،۱۰۰ و ۵۰ لیتر در دقیقه



P.M.1

ساکشن مدل PM1

- شیر کنترل وکیوم
- مانومتر نشان دهنده وکیوم
- شیر دو طرفه جهت هر یک از طرف ها
- فیلتر آنتی باکتریال برای جلوگیری از انتقال آلودگی
- پمپ وکیوم Oil Less دو سیلندر
- ظرف ها از جنس پلی کربنات UV دار نشکن و قابل اتوکلاو
- شیلنگ ها از جنس سیلیکون و قابل اتوکلاو
- قابل استفاده در بخش های بستری، اورژانس و دندانپزشکی



وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
شرکت شهرکهای صنعتی تهران

شهرک صنعتی شمس آباد
SHAMS ABAD INDUSTRIAL PARK



Product Catalogue

Tel: 021 49227000 - 44699114
www.pspco.co info@pspco.co



دانشگاه صنعتی شریف



دانشگاه صنعتی امیرکبیر



سازمان غذا و دارو