





مخازن طبع آباءبس
Abadis Med

فیلترهای مخازن طبع آباءبس



www.abadis-med.com



فیلتر آنته باکتریال



- قابل استفاده بر روی انواع ساکشن پرتابل و بیمارستانی می‌باشد.
- قابلیت رویت و تعویض راحت فیلتر را دارد.
- سبب جلوگیری از انتشار میکروارگانیسم ما به محیط اطراف می‌گردد.
- توانایی فیلتراسیون میکروارگانیسم ها تا ۳/۰ میکرون را داراست.
- دارای قابلیت فیلتراسیون ۹۹/۹۹٪ می‌باشد.

طول عمر فیلتر: زمانی که کاغذ درون فیلتر تغییر رنگ داد باید تعویض گردد.

فیلتر قطع کننده

(محافظ دستگاه ساکشن)



- قابل استفاده در انواع ساکشن پرتابل و بیمارستانی می‌باشد.
- جهت جلوگیری از سرریز شدن مایعات ساکشن شده استفاده می‌گردد.
- جهت جلوگیری از انتشار مایعات آلوده و عفونی استفاده می‌شود.
- مانع از خروج گاز های سمی در الکتروسرجری و دود الکتروکوتر می‌گردد.
- سبب جلوگیری از خرابی دستگاه ساکشن و افزایش طول عمر دستگاه ساکشن می‌شود.

طول عمر فیلتر: زمانی که مایعات به سطح فیلتر نفوذ کنند یا افت فشار ساکشن رخ دهد باید فیلتر تعویض گردد.

آدرس دفتر مرکزی: قیطریه، بلوار اندرزگو، پلاک ۱۰۴

تلفن: ۰۲۱-۲۲۶۷۱۸۴۵ فکس: ۰۲۱-۲۲۲۱۹۲۴۳