

EasyVent

سبک، آسان، سریع

آمبولانس
اورژانس
آی سی یو

Gas-Powered Resuscitator

احیا کننده نیوماتیک



کاربرد:

ونتیلسیون فشار مثبت برای
فراهم کردن حمایت تنفسی
جهت احیای بیمار در شرایط
اورژانس و همچنین تهویه
کوتاه مدت بیمار با استفاده از

ماسک

لوله تراشه

لوله تراکستومی

ایزی ونت یک احیا کننده پرتابل
پیش بیمارستانی است که با استفاده
از انرژی گاز اکسیژن فشرده عمل
ونتیلسیون را انجام میدهد.

این دستگاه در آمبولانسها جهت
تهویه و احیای بیمار و در محیط
بیمارستان جهت تهویه کوتاه مدت
بیمار یا انتقال بیماران استفاده
می شود.



دستگاه احیا کننده ریوی نیوماتیک

EasyVent



Daru Darman
دارو درمان پرشیا
Daru Darman Persia Co.(ltd)



EasyVent

احیا کننده نیوماتیک



دارای دو مد کاری اتوماتیک و دستی

قابلیت تنظیم حجم (Tidal Volume) و فرکانس تنفسی (BPM) در مد اتوماتیک (Auto)

اعمال اکسیژن با فشار فلش بر روی دستگاه در مد دستی (Manual) در حال انجام (CPR)

قابل استفاده برای اطفال (بالای ۱۰ کیلوگرم) و بزرگسال

کارکرد با فشار اکسیژن (۲.۷ bar به بالا) بدون نیاز به برق و باتری

دارای دریچه اطمینان فشار (Relief Valve) $60\text{cm H}_2\text{O}$

قابلیت اتصال به سیستم سانتروال بیمارستان یا آمبولانس

قابل اتصال به ماسک، لوله تراشه و لوله تراکستومی

قابلیت کارکرد با انواع سیلندر و اکسیژن

Parameter	Microvent clasic airmix adult/child
Automatic flow rate (L/Min)	11 to 36
Automatic Tidal Volume (L)	0.15 to 1
Automatic Oxygen Concentration	100%
Automatic I:E ratio	1:2
Automatic Frequency (per minute)	10 to 25
Manual flow rate (L/Min)	40

کاربردهای ایزی ونت:

- جابجایی بیمار در داخل بیمارستان
- بخش اورژانس
- CPR اتاق
- آمبولانس
- ستاد بحران و امداد و پشتیبانی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
اداره کل تجهیزات پزشکی



شماره پروانه : ۱۱۹۷۱۷۵۱
تاریخ صدور : ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
تاریخ آخرین تغییر : ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
تاریخ اعتبار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
پیوست : ندارد

پروانه ساخت وسیله پزشکی

تولید کننده : دارو درمان پرشیا
شناسه ملی : ۱۰۳۲۰۳۹۰۲۲۶
نشانی : استان تهران - تهران - خیابان طالقانی . بین خیابان حافظ و خیابان نجات الهی. پلاک ۲۵۱. ساختمان زکریا. طبقه دوم. واحد ۳

نام وسیله : دستگاه احیا کننده ریوی نیوماتیک
گروه تخصصی : تنفسی
مدل : General
نام تجاری : EasyVent
حیطه کاربرد : تهویه کوتاه مدت بیمار با فشار مثبت جهت حمایت تنفسی و احیای بیمار در شرایط اورژانس
در اجرای بند ۱۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷/۰۳/۰۳ و تبصره ۲ ماده ۱۴ از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۳۴/۰۳/۲۹ ، این پروانه صرفاً برای وسیله ذکر شده و با موارد قید شده در پیوست آن (در صورت داشتن پیوست) صادر گردیده است.
استفاده از وسیله مذکور با توجه به حیطه کاربرد آن و شرایط مندرج در این پروانه مجاز است.
سایر موارد :
C5;C8

دکتر سعید رضا شاهمرادی

مدیرکل تجهیزات پزشکی

