



محصولات اورولوژی RUSCH



شرکت ایران فارمیس با حدود ۴ دهه سابقه در خدمت به جامعه پزشکی و ترویج تکنولوژی های برتر و مدرن، از جمله بزرگترین شرکت ها در زمینه واردات محصولات پزشکی تخصصی در ایران می باشد و مفتخر است که به عنوان نماینده انحصاری محصولات Teleflex، در زمینه اورولوژی و انداورولوژی ارائه کننده محصولات RÜSCH در ایران باشد.

Teleflex، با فعالیت در بیش از ۱۳۰ کشور جهان، به عنوان تولیدکننده پیشرو و عمده وسایل پزشکی در جهان به شمار می رود. RÜSCH، از تولیدکنندگان صاحب تکنولوژی است که فعالیت خود را از حدود ۱۷۷ سال قبل آغاز نموده و در سال ۱۹۸۹ به مجموعه Teleflex پیوست. این زیرمجموعه شامل محدوده وسیعی از محصولات پزشکی یکبار مصرف و دائم مصرف در زمینه های اورولوژی، بیهوشی، تنفسی، جراحی و گوارشی می باشد.

Teleflex، تحت نام تجاری RÜSCH، از طریق تحقیق و توسعه های مداوم و استفاده از تکنولوژی های جدید، محصولاتی با کیفیت فوق العاده مطابق با استانداردهای جهانی در همه زمینه های اورولوژی را ارائه می نماید. در تولید هر یک از محصولات RÜSCH، بیش از ۱۰۰ سال تجربه نهفته است و این کمپانی با این تجربه منحصر به فرد توانسته است این محصولات را تا حد امکان ساده، راحت و ایمن برای بیماران، پزشکان، متخصصین و کلیه تیم پزشکی تولید کند. کیفیت بسیار بالای مواد به کار رفته در این محصولات، ایمنی بالای آنها را تضمین می نماید و ابزاری با کیفیت فوق العاده برای هر نوع نیاز و کاربرد جهت استفاده برای بیماران را در اختیار قرار می دهد.

RÜSCH، تولیدکننده محدوده وسیعی از محصولات ساخته شده از مواد مختلف، موجود در تمامی سایزها برای انواع نیازهای کوتاه و یا طولانی مدت و استفاده پس از عمل می باشد. سهولت و ایمنی در استفاده و راحتی بسیار بالای بیمار، تضمین کننده مراقبت بهینه از بیمار و همچنین صرفه اقتصادی می باشد. RÜSCH، با در نظر گرفتن حساسیت بیشتر اطفال نسبت به بزرگسالان در مداخلات جراحی، تمامی محصولات خود را با توجهی ویژه، تولید و تمامی جزئیات مورد نیاز را رعایت نموده است. تنوع بسیار کامل در سایر اقلام اورولوژی و همچنین سایز آن ها، از مزایای محصولات این کمپانی به شمار می رود.



سوندهای فولی

- ۴ سوند فولی دو راه صد درصد سیلیکون نلاتون تیپ
- ۴ سوند فولی سه راه صد درصد سیلیکون نلاتون تیپ
- ۴ سوند فولی سه راه صد درصد سیلیکون دافور تیپ
- ۵ سوند فولی سه راه فنردار لاتکس (هماچوریک)
- ۵ سوند فولی دو راه لاتکس
- ۶ سوند فولی سه راه لاتکس
- ۶ سوند فولی سه راه حساس به دما
- ۷ سوند فولی دو راه اطفال لاتکس
- ۷ سوند فولی دو راه اطفال صد درصد سیلیکون

درناژ ادراری «سوپراپوبیک»

- ۸ ست سیستوکت اورژانس

سوندهای مثانه بدون بالون

- ۸ سوند پتزر

سوندهای مجاری داخلی ادرار (حالب)

- ۸ سوند حالب نلاتون تیپ

استنت های حالب

- ۹ استنت دابل جی اینتگرال
- ۹ استنت دابل جی اینتگرال اطفال
- ۱۰ استنت دابل جی با پوشش هیدروفیلیک و دریچه DD

نفروستومی

- ۱۰ ست نفروستومی (PCN) بدون دایلاتور

گاید وایر

- ۱۰ گاید وایر Nitinol هیدروفیلیک

سوندهای بسکت

- ۱۱ سوندهای بسکت با سیم گرد
- ۱۲ سوندهای بسکت با سیم مسطح


RÜSCH دارای محدوده وسیعی از محصولات با کیفیت فوق العاده برای هرگونه کاربرد (کوتاه و یا طولانی مدت) می باشد. کتترهای RÜSCH از کمپانی Teleflex، به منظور کاربرد های استاندارد و یا ویژه، دارای سرهای (Tips) متنوع جهت سهولت در ورود هستند که در زیر به آنها اشاره شده است.

انواع مختلف سر کتتر (Tips)	مدت زمان استفاده بر مبنای هفته						ماده سازنده
	۶	۵	۴	۳	۲	۱	
cylindrical							سیلیکون (Rusch Brilliant) • زیست سازگار، مقاوم و غیر آلرژی زا • عدم ایجاد رسوب • مناسب برای استفاده طولانی مدت با ظرفیت بالای درناژ • سهولت و ایمنی در ورود • بسیار راحت برای بیمار
Tiemann							
Couvelaire							
Dufour							لاتکس با روکش سیلیکون (SiLaSil) • روکش مقاوم در برابر سایش درون و بیرون کتتر • بدنه انعطاف پذیر از جنس لاتکس • سطح بیرونی و درونی هموار • کاهش احتمال ایجاد رسوب • مدت زمان ماندگاری بیشتر از لاتکس
Mercier							
whistle tip							لاتکس (Rusch Gold) • بسیار اقتصادی و بصرقه
							PVC (SoftSimplastic) • درناژ مناسب • سهولت و ایمنی در ورود • قابل انطباق با موقعیت آناتومیکی • قابلیت آسیب دیدن لخته های خونی و بافت ها • بسیار مناسب جهت استفاده پس از عمل



ترتیب بندی منافذ			
۱ منفذ	۲ منفذ پراکنده		
۲ منفذ روبرو	۳ منفذ پراکنده		
۲ منفذ کناری	روی تمامی قسمت های نوک کتتر (TUR)		

کد بندی رنگی



RÜSCH BRILLANT FOLEY CATHETER CYLINDRICAL (2-way)

RÜSCH

BRILLANT

Silicone



REF.	ORDER SIZE	BALLOON	EYES	LENGTH	QTY
	cylindrical, solid tip				
	170605	Ch. 12-24	10 ml	2 opposing eyes	approx. 41 cm

سوند فولی دوراه صددرد سیلیکون نلاتون تپ

کد: ۱۷۰۶۰۵

- از جنس سیلیکون، شفاف، نلاتون تپ
- دارای دریچه جهت سرسنگ های Luer و Luer-Lock
- دارای نوک رادیواپیک و نوار کنتراست بر روی بدنه کتتر
- استریل، یکبار مصرف
- بدون لاتکس
- موجود در سایز های: ۱۲ تا ۲۴ با حجم بالون ۱۰ میلی لیتر

RÜSCH BRILLANT FOLEY CATHETER CYLINDRICAL (3-way)

RÜSCH

BRILLANT

Silicone

REF.	ORDER SIZE	BALLOON	EYES	LENGTH	QTY	
	cylindrical, solid tip					
	173830	Ch. 18/20	20 ml	2 eyes, staggered	approx. 41 cm	5
		Ch. 22/24	30 ml			
	173810	Ch. 16/18 Ch. 20-24	80 ml 100 ml	2 eyes, staggered	approx. 41 cm	5

سوند فولی سه راه صددرد سیلیکون نلاتون تپ

کد: ۱۷۳۸۳۰

۱۷۳۸۱۰

- از جنس سیلیکون، شفاف، نلاتون تپ
- مخصوص درناژ بعد از عمل
- دارای دریچه، جهت سرسنگ های Luer و Luer-Lock
- دارای نوک رادیواپیک و نوار کنتراست بر روی بدنه کتتر
- استریل، یکبار مصرف
- بدون لاتکس
- موجود در سایزهای: ۱۸ تا ۲۴ با حجم بالون ۲۰، ۳۰، ۸۰ و ۱۰۰ میلی لیتر

RÜSCH BRILLANT FOLEY CATHETER DUFOUR TIP (3-way)

RÜSCH

BRILLANT

Silicone

REF.	ORDER SIZE	BALLOON	EYES	LENGTH	QTY
174030	Dufour				
	Ch. 18/20 Ch. 22/24	20 ml 30 ml	2 eyes, staggered	approx. 41 cm	5

سوند فولی سه راه صددرد سیلیکون دافور تپ

کد: ۱۷۴۰۳۰

- از جنس سیلیکون، شفاف، دافور تپ (سرکچ)
- مخصوص درناژ بعد از عمل
- دارای دریچه جهت سرسنگ های Luer و Luer-Lock
- دارای نوک رادیواپیک و نوار کنتراست بر روی بدنه کتتر
- استریل، یکبار مصرف
- بدون لاتکس
- موجود در سایزهای: ۱۸ تا ۲۴ با حجم بالون ۲۰ و ۳۰ میلی لیتر

RÜSCH GOLD FOLEY CATHETER ARMoured (3-way)


سوند فولی سه راه فتر دار لاتکس (هماچوریک)

کد: ۱۸۳۸۳۰
۱۸۳۹۶۰

- از جنس لاتکس، فتردار، زرد رنگ، نلاتون و Couvelaire تیپ
- مخصوص درناژ بعد از عمل
- دارای دریچه جهت سرسرنگ های Luer و Luer-Lock
- ترکیب شده با سیلیکون (siliconised)
- استریل، یکبار مصرف
- موجود در سایزهای: ۱۸ تا ۲۴ با حجم بالون ۳۰ تا ۵۰ میلی لیتر

RÜSCH GOLD,
ARMoured
Armoured latex



	REF.	ORDER SIZE	BALLOON	EYES	LENGTH	QTY
	183830	cylindrical				
		Ch. 18-24	30-50 ml	2 eyes, side by side	approx. 40 cm	10
	183960	Couvelaire				
		Ch. 18-24	30-50 ml	2 eyes, staggered	approx. 40 cm	10

RÜSCH GOLD FOLEY CATHETER CYLINDRICAL (2-way)

سوند فولی دو راه لاتکس

کد: ۱۸۰۶۰۵
۱۸۰۶۳۰

- از جنس لاتکس، زرد رنگ، نلاتون تیپ
- کد ۱۸۰۶۳۰ مخصوص درناژ بعد از عمل
- دارای دریچه جهت سرسرنگ های Luer و Luer-Lock
- ترکیب شده با سیلیکون (siliconised)
- استریل، یکبار مصرف
- موجود در سایزهای: ۱۲ تا ۲۴ با حجم بالون ۵ تا ۱۵ و ۳۰ تا ۵۰ میلی لیتر

RÜSCH
GOLD
Latex



	REF.	ORDER SIZE	BALLOON	EYES	LENGTH	QTY
		cylindrical				
	180605	Ch. 12/14 Ch. 16-30	5-10 ml 5-15 ml	2 opposing eyes	approx. 40 cm	10
	180630	Ch. 12/14 Ch. 16-30	30 ml 30-50 ml			

محصولات ساخته شده از مواد مختلف برای کاربردهای متفاوت

سیلیکون - ایده آل برای استفاده های طولانی مدت

کنتره های فولی RÜSCH Brilliant ساخته شده از سیلیکون خالص بی رنگ، دارای سطح صاف و هموار هم در مجرای بیرونی و هم در مجرای داخلی می باشند. در ترکیب با این ماده، از حساسیت مجرای خارجی ادراری (پیشابراه) و همچنین تشکیل رسوب به شدت جلوگیری می گردد. سیلیکون همچنین دارای زیست سازگاری و دوام فوق العاده می باشد. به دلیل مقاومت مناسب سیلیکون، این ماده به عنوان ماده سازنده کنتر حتی برای استفاده طولانی مدت، نیز ایده آل است. این ماده انعطاف پذیر و مقاوم، سهولت و ایمنی در کاربرد را تضمین می نماید و دارای راحتی فوق العاده و ظرفیت درناژ بالا می باشد. شفافیت سیلیکون، اجازه ارزیابی مجرای داخلی و تصمیم درباره لزوم نیاز به تعویض کنتر را می دهد. کنتره های فولی RÜSCH، از روی مقرون به صرفه بودن به دلیل ویژگی های طولانی مدت فوق العاده خود شناخته می شوند.

لاتکس

کنتره های فولی RÜSCH Gold از ترکیبی از لاتکس طبیعی ساخته شده اند. این ماده یکی از متداول ترین مواد به کار رفته برای کاربردهای استاندارد و همچنین بعد از عمل هستند. محصولات ساخته شده از این ماده، ممکن است منجر به واکنش های آلرژی را شوند.


SiLaSil - لاتکس با روکش سیلیکون

ساختار روکش سیلیکون مبنای نامگذاری این کنترها هستند: SiLaSil = لایه سیلیکون - هسته لاتکس - لایه سیلیکون. بدنه لاتکس انعطاف پذیری بالایی دارد. روکش سیلیکون مقاوم در برابر سایش، امکان تشکیل رسوب را کاهش و زمان ماندگاری را افزایش می دهد. بنابراین کنتره های SiLaSil ویژگی های مثبت لاتکس و سیلیکون را ترکیب نموده و راحتی بالا همراه با مقرون به صرفه بودن را برای بیمار مهیا می سازد.

PVC - ایده آل برای استفاده بعد از عمل

این ماده با کیفیت بالا و حساس به دما، به ویژه برای درناژ و شستشوی بعد از عمل مناسب می باشد. پلاستیک طی ورود همچنان ساختار خود را حفظ می کند که این امر عمل کنترگذاری را تسهیل می بخشد. در اثر تماس با گرمای بدن، PVC انعطاف پذیر گشته و کنتر با آناتومی بدن شکل می پذیرد و تطبیق می یابد. این، راحتی بیمار را افزایش می دهد. قطره های بسیار بزرگ متناسب با قطرهای خارجی، باعث ظرفیت بالای درناژ می گردد. دیواره های بادوام کنتر، باعث ایمنی در شستشو می شود و مقاومت بالایی در مقابل افتادن طی اسپیره نمودن لخته های خونی و بافت ها دارد.

RÜSCH GOLD FOLEY CATHETER CYLINDRICAL (3-way)

RÜSCH GOLD Latex 						
	REF.	ORDER SIZE	BALLOON	EYES	LENGTH	QTY
	183430	cylindrical				
		Ch. 18-26	30-50 ml	2 eyes, side by side	approx. 40 cm	10
	183230	whistle tip				
		Ch. 18-24	30-50 ml	2 eyes, side by side	approx. 40 cm	10



سوند فولی سه راه لاتکس

کد: ۱۸۳۴۳۰
۱۸۳۲۳۰

- از جنس لاتکس، زرد رنگ ، نلاتون تیپ و ویسل تیپ
- مخصوص درناژ بعد از عمل
- دارای دریچه، جهت سرسرنگ های Luer و Luer-Lock
- ترکیب شده با سیلیکون (siliconised)
- استریل، یکبار مصرف
- موجود در سایزهای: ۱۸ تا ۲۴ با حجم بالون ۳۰ تا ۵۰ میلی لیتر

SOFT SIMPLASTIC FOLEY CATHETER (3-way)

Thermosensitive

SOFTSIMPLASTIC PVC 						
	REF.	ORDER SIZE	BALLOON	EYES	LENGTH	QTY
	664130 664176	Couvelaire				
		Ch. 16-24 Ch. 18-24	30 ml 75 ml	2 opposing eyes	approx. 42 cm	10
	664530 664575	Dufour				
		Ch. 18-22 Ch. 18-24	30 ml 75 ml	2 eyes, staggered	approx. 42 cm	10

سوند فولی سه راه حساس به دما (Thermosensitive)

کد: ۶۶۴۱۳۰ ۶۶۴۱۷۶
۶۶۴۵۳۰ ۶۶۴۵۷۵

- از جنس pvc، شفاف، Couvelaire و دافور تیپ (سرکچ)
- مخصوص درناژ بعد از عمل
- دارای دریچه، جهت سرسرنگ های Luer و Luer-Lock
- حساس به دما
- دارای بالون از جنس لاتکس
- دارای نوار کنتراست قرمز رنگ بر روی بدنه کتر
- استریل، یکبار مصرف
- موجود در سایزهای: ۱۶، ۱۸، ۲۲ و ۲۴ با حجم بالون ۳۰ و ۷۵ میلی لیتر

سوند فولی دوراه اطفال لاتکس

کد: ۱۸۰۰۰۳

- از جنس لاتکس، زرد رنگ، نلاتون تیپ
- دارای دریچه، جهت سرسرنگ های Luer و Luer-Lock
- ترکیب شده با سیلیکون (Siliconised)
- استریل، یکبار مصرف
- موجود در سایزهای: ۸ و ۱۰ با حجم بالون ۳ میلی لیتر

RÜSCH GOLD FOLEY CATHETER CYLINDRICAL (FOR CHILDREN)

RÜSCH

GOLD

Latex





	REF.	ORDER SIZE	BALLOON	EYES	LENGTH	QTY
	180003	cylindrical, with stylet				
		Ch. 8/10	3 ml	2 opposing eyes	approx. 30 cm	10

RÜSCH BRILLANT FOLEY CATHETER CYLINDRICAL (FOR CHILDREN)

سوند فولی دوراه اطفال صددرصد سیلیکون

کد: ۱۷۰۰۰۳

- از جنس سیلیکون، شفاف، نلاتون تیپ
- با ماندن فلزی
- دارای دریچه، جهت سرسرنگ های Luer و Luer-Lock
- دارای نوک رادیواوپک و نوار کنتراست بر روی بدنه کنتتر
- استریل، یکبار مصرف
- بدون لاتکس
- موجود در سایزهای: ۶، ۸ و ۱۰ با حجم بالون ۱/۵، ۳ و ۵ میلی لیتر

RÜSCH

BRILLANT

Silicone





REF.	ORDER SIZE	BALLOON	EYES	LENGTH	QTY
	170003	cylindrical, with stylet, solid tip			
		Ch. 6	1.5 ml	2 opposing eyes	approx. 31 cm
		Ch. 8 Ch. 10	3 ml 5 ml		

PUNCTURE INSTRUMENT FOR EMERGENCY APPLICATIONS



SIMPLASTIC			
	REF.	ORDER SIZE	QTY
	650704	Puncture instrument	
		Ch. 10/12/16	5
			

ست سیستوکت اورژانسی

کد: ۶۵۰۷۰۴

- ویژگی منحصر به فرد: پانکچر دقیق و درناژ ادراری فوری طی یک مرحله
- ابزار پانکچر از جنس PVC و بالون از جنس لاتکس برای کاربردهای اورژانسی
- ورود به مثانه و تخلیه ادرار طی چند ثانیه با تروکار و کنتریکپارچه
- کارکرد مطمئن به دلیل وجود صفحه تنظیم پذیر، با قابلیت ثابت شدن بر روی پوست
- استریل، یکبار مصرف
- موجود در سایز: ۱۲ و ۱۶

سریع و کاربردی

با استفاده از بیحسی، یک جراحی کوچک ایجاد نموده و وسیله پانکچر را وارد نمایید: درناژ ادرار بسرعت می تواند انجام پذیرد.

SELF-RETAINING CATHETER

SELF-RETAINING CATHETERS

Latex



	REF.	ORDER SIZE	WINGS	LENGTH	QTY
	415100	Pezzer pattern			
		Ch. 10-44	-	approx. 35 cm	5

سوند پتزر

کد: ۴۱۵۱۰۰

- از جنس لاتکس
- قرمز رنگ
- قیفی شکل
- استریل، یکبار مصرف
- موجود در سایزهای: ۲۶ تا ۳۴

URETERAL CATHETER

URETERAL CATHETERS



TIP CONFIGURATION	REF.	MATERIAL	ORDER SIZE	LENGTH	EYES	QTY
with straight tip						
	223602	PVC	Ch. 3-8	approx. 70 cm	1	10
cylindrical, closed						

SUPERGLIDE URETERAL CATHETERS



TIP CONFIGURATION	REF.	MATERIAL	ORDER SIZE	LENGTH	EYES	QTY
with straight tip						
	264701	PVC with hydrogel coating	Ch. 3-8	approx. 70 cm	1	10
cylindrical, closed						

سوند حالب نلاتون تیپ

کد: ۲۲۳۶۰۲

۲۶۴۷۰۱

- موجود در انواع ساده و هیدروفیلیک
- رادیوپاپک، مدرج در واحد سانتی متر
- دارای نشانگر رنگی قرمز/سبز به منظور شناسایی جهات راست و چپ
- دارای آداپتور Luer-Lock، همراه با استایلت
- استریل، یکبار مصرف
- بدون لاتکس
- موجود در سایزهای: ۳، ۴، ۵ و ۶

INTEGRAL URETERAL STENT

استنت دابل جی اینتگرال

کد: ۳۳۴۲۰۱ ۳۳۴۲۰۶
۳۳۴۲۰۲

- از جنس پلی یورتان، نخ دار
- مدرج در واحد سانتی متر
- کاملاً رادیوپاک
- پیگتیل با منافذ درناژ (مدرج در جدول)
- استریل، یکبار مصرف
- بدون لاتکس
- موجود در سایزهای: ۳۰ * ۴/۸ و ۲۸ * ۴/۸ سانتی متر

INTEGRAL



		REF. ACCORDING TO LENGTH OF STRAIGHT PART					ORDER SIZE	
TIP CONFIGURATION	EYE CONFIGURATION	22 cm	24 cm	26 cm	28 cm	30 cm	(Ch.)	QTY
	for simultaneous applications							
cylindrical closed		334212	334211	334200	334201	334202	4.8/6/7/8/9	5
	for ureterorenoscopes							
cylindrical closed		-	334213	334205	334206	-	4.8	5

اجزای ست:

- استنت دابل جی
- دو عدد کلمپ
- کارت بیمار
- برچسب مشخصات کالا
- گاید وایر انعطاف پذیر از جنس استینلس استیل
- با روکش PTFE (دارای بدنه محکم با یک سر انعطاف پذیر) به طول ۱۰۰ و ۱۵۰ سانتی متر
- پوشر سبز رنگ موجود در طول های: ۷۰، ۴۵ و ۹۰ سانتی متر

استنت دابل جی اینتگرال اطفال


کد: ۳۳۴۲۰۷ ۳۳۴۲۳۱
۳۳۴۲۶۳ ۳۳۴۷۰۴

- از جنس پلی یورتان، دارای دریچه آنتی-رفلاکس
- مدرج در واحد سانتی متر
- کاملاً رادیوپاک
- پیگتیل با منافذ درناژ (مدرج در جدول)
- استریل، یکبار مصرف
- بدون لاتکس
- موجود در سایزهای: ۳ * ۱۲، ۳ * ۱۵ و ۴ * ۲۲ سانتی متر
- موجود در سایز: ۴/۸ * ۱۵ سانتی متر

INTEGRAL URETERAL STENT (FOR CHILDREN)

INTEGRAL




TIP AND EYE CONFIGURATION	REF. ACCORDING TO LENGTH OF STRAIGHT PART					ORDER SIZE (Ch.)	QTY
	12 cm	15 cm	18 cm	20 cm	22 cm		
	for simultaneous applications						
cylindrical closed 	334207	334231	334245	334232	334263	3/4/4.8	5
	for coaxial applications						
central opening 	334700	334704	334705	334760	334706	3/4/4.8	5

اجزای ست:

- استنت دابل جی
- دو عدد کلمپ
- پوشر سبز رنگ موجود در طول های ۴۵ و ۷۰ سانتی متر
- کارت بیمار
- گاید وایر انعطاف پذیر از جنس استینلس استیل با روکش PTFE (دارای بدنه محکم با یک سر انعطاف پذیر) به طول ۱۰۰ سانتی متر (در نوع سر بسته) و ۱۵۰ سانتی متر (در نوع سر باز)
- برچسب مشخصات کالا

حساسیت در اطفال نسبت به بزرگسالان بیشتر بوده و واکنش های بیشتری را به همراه دارد. طی سال ها تجربه در توسعه استنت های کلیوی اطفال و پروسه تولید دقیق، RUSCH به کاهش استرس در کودکان کمک می کند. رابطه میان قطر داخلی و خارجی در استنت های سایز Ch.3 بهینه شده و عملکرد درناژ فوق العاده و بیشترین راحتی حین استفاده تضمین می گردد. در ضمن، ورود و جایگذاری کمتر نیز به راحتی و مطمئن انجام می شود.

PUNCTURE INSTRUMENT FOR EMERGENCY APPLICATIONS

SUPERGLIDE DD TUMOUR								
TIP CONFIGURATION	EYE CONFIGURATION	REF. ACCORDING TO LENGTH OF STRAIGHT PART					ORDER SIZE (Ch.)	QTY
		20 cm	22 cm	24 cm	26 cm	28 cm		
		for simultaneous applications						
cylindrical closed		-	-	335524	335526	335528	6/7	2

- گایدوایر انعطاف پذیر از جنس استینلس استیل با روکش PTFE با مغزی متحرک به طول ۱۰۰ و ۱۵۰ سانتی متر
- پوشر سبز رنگ موجود در طول های ۴۵ و ۹۰ سانتی
- اجزای ست:
- استنت دابل جی
- کلمپ
- کارت بیمار
- برچسب مشخصات کالا

استنت دابل جی با پوشش هیدروفیلیک DD

کد: ۳۳۵۵۲۸

- از جنس پلی یورتان، با پوشش هیدروفیلیک، دارای دریچه DD در انتهای کتر
- دارای بدنه مقاوم و مناسب برای تومور
- مدرج در واحد سانتی متر
- کاملاً رادیوپاک
- پیگتیل با منافذ درناژ مدرج در جدول
- قابل عرضه بصورت اسمبل شده
- استریل، یکبار مصرف
- بدون لاتکس
- موجود در سایز: ۶ * ۲۸ سانتی متر

SUPERGLIDE PUNCTURE SET PCN 2-STEP

      	ست نفروستومی بدون دایلاتور					
	ORDER SIZE	PUNCTURE CANNULA		GUIDEWIRE O.D.	CATHETER EXTENDER I.D.	QTY
		O.D.	LENGTH			
	Ch. 6 Ch. 8 Ch. 10	19.5 G / 0.95 mm 17.5 G / 1.30 mm 17.5 G / 1.30 mm	120 mm 200 mm 200 mm	0.028" 0.038" 0.038"	0.75 mm / 0.029" 1.00 mm / 0.039" 1.00 mm / 0.039"	1
کد: ۳۴۰۰۱۲ • اجزای ست: کانولا پانکچر دو قطعه ای با نشانگرهای اولتراسوند روی نوک کتتر (۳ حلقه نشانگر)، گاید وایر محکم با نوک جی شکل و انعطاف پذیر به طول ۸۰ سانتی متر، کتتر اکستندر فلزی با استابلیت پلاستیکی مخصوص صاف کردن کتتر پیگتیل، کتتر پیگتیل رادیوپاک از جنس پلی یورتان به طول ۳۰ سانتی متر با پوشش هیدروژل سوراخ مرکزی و شش منفذ جهت تخلیه راحت تر ادرار، دارای شیار جهت بخیه، با کانکتور Luer-Lock، آداپتور کیسه ادرار و برچسب مخصوص مشخصات کالا • استریل، یکبار مصرف • بدون لاتکس • موجود در سایزهای: ۶، ۸ و ۱۰						

NITINOL GUIDEWIRE

NITINOL GUIDEWIRE					
	REF.	MATERIAL	SIZE	LENGTH	QTY
	680160-150035	Guidewire, with hydrophilic coating and nitinol core, straight and flexible tip (50 mm long), standard shaft in dispenser with introducer and Luer-lock adapter to humidify the hydrophilic coating.			
straight and flexible tip		Nitinol	Ø 0.035" (0.89 mm)	approx. 150 cm	5


گاید وایر Nitinol هیدروفیلیک

کد: ۶۸۰۱۶۰

- از جنس نیتینول با روکش هیدروفیلیک
- نوک صاف و منعطف در ۵ سانتی متر ابتدایی کتر
- دارای محافظ همراه با آداپتور Luer-Lock
- دارای نوک رادیوپاک و کاملاً قابل رویت در محیط تاریک آندوسکوپی
- استریل، یکبار مصرف
- بدون لاتکس
- موجود در سایز: ۰/۰۳۵" * ۱۵۰ سانتی متر


Flat wire baskets

RÜSCH-STONEX®
4F



REF. (QTY 1)						REF. (QTY 5)	
for tip	ORDER SIZE Ø	WORKING LENGTH	BASKET O.D.	BASKET LENGTH		SPARE SHAFT	ORDER SIZE

RÜSCH-STONEX® 4F with 4 flat wires and cylindrical tip

	342700	Ch. 2.5	90 cm	15 mm	20 mm	343030	Ch. 2.5
	342900	Ch. 2.5	115 cm	15 mm	20 mm		
	342700	Ch. 3	90 cm	20 mm	25 mm	343030	Ch. 3
	342900	Ch. 3	115 cm	20 mm	25 mm		
	342700	Ch. 4	90 cm	20 mm	25 mm	341730	Ch. 4

RÜSCH-STONEX® 4F with 4 flat wires and filiform tip made of polyurethane

	342800	Ch. 4	90 cm	20 mm	25 mm	341730	Ch. 4
---	--------	-------	-------	-------	-------	--------	-------

سوندهای بسکت با سیم مسطح

کد: ۳۴۲۷۰۰
۳۴۲۹۰۰

شکل بیرونی متقارن، برای مهار دقیق سنک

حتی در سخت ترین شرایط

• نوک ایمن

• سیم مسطح با پایداری بالا از جنس

استینلس استیل

• همراه با دسته انگشتی

• گیره نگهدارنده

• رادیواوپک

• بدنه از جنس پلی آمید یا الاستومور فلورین

مخصوص

• بدنه یکبار مصرف


• استریل

• بدون لاتکس

• موجود در سایزهای:

۳،۲/۵ و ۴ با طول های ۹۰ و

۱۱۵ سانتی متر با ۴ سیم





تهران، خیابان مطهری، خیابان علی اکبری، خیابان صحافزاده، شماره ۲۲.
کد پستی: ۱۵۷۶۹۴۵۱۱۱، تلفن: ۸۳۹۶ (۳۰خط)، ۵-۸۸۵۱۵۴۸۰ فکس: ۵-۸۸۷۶۰۵۹۴
No. 22, Sahafzadeh St., Aliakbari St., Motahari Ave., Tehran, Iran.
Postal Code: 1576945111, Tel: (+9821) 8396 (30 lines), (+9821) 88515480-5
www.iranpharmis.org