

# مدیا طب تجهیزات

تولید کننده ساکشن جراحی  
و اکسسوری انواع ساکشن

انواع کیسه های کنترل عفونت  
کیسه های استومی و فیلترهای  
تنفسی و اتوکلاو



System Certified  
ISO 9001



System Certified  
ISO 13485



MediaTeb  
مدیا طب تجهیزات

Tel/Fax: +98 3145 83 9006 -7  
Tehran office: +98 2126142008  
Mobile: 0913 0913 828  
P.Code: 83416 68459

اصفهان ، شهرک صنعتی دولت آباد  
Dolatabad Industrial Zone/Isfahan/IRAN.

@mediatebtajhiz  
www.Mediatebtajhiz.ir

تلفاکس: ۰۳۱-۴۵ ۸۳ ۹۰۰۶ -۷  
دفتر تهران: ۰۲۱-۲۶۱۴ ۲۰۰۸  
همراه: ۰۹۱۳ ۰۹۱۳ ۸۲۸  
کدپستی: ۸۳۴۱۶ ۶۸۴۵۹

## کیسه های کنترل عفونت



سازگار با انواع محفظه های ساکشن  
قابل ارائه در اندازه های ۱ و ۲ و ۳ لیتری و کیسه آمبولانسی  
دارای پروانه صادراتی از اداره کل تجهیزات پزشکی در ۲۱ مدل کیسه های کنترل عفونت  
نصب آسان و راحت با صرفه جویی در زمان تعویض مخزن  
قابلیت ارائه کیسه با پودر و بدون پودر جاذب به سفارش مشتری  
قابل ارائه در مدل مدرج جهت اندازه گیری میزان مایع ساکشن شده  
قابل استفاده در انواع دستگاه های ساکشن جراحی، سانترال و زیبایی  
دارای ماژول محافظ نفوذ مایع جهت جلوگیری از نفوذ مایعات به دستگاه ساکشن  
قابل استفاده در کنسول بالای سر بیمار  
قابلیت ارائه کیسه با پودر و بدون پودر جاذب به سفارش مشتری  
قابلیت استفاده به صورت سری در پایه سانترال در مدل طرح سرس  
تولید شده از با کیفیت ترین مواد، جهت پیشگیری و کنترل عفونت و حفظ سلامتی پرسنل مراکز درمانی



## ساکشن جراحی با فناوری سیلندر و پیستون (Oil less)

دبی وکیوم تا ۶۰ لیتر بر دقیقه  
 قدرت وکیوم تا ۹۰- کیلو پاسکال در مجاورت سطح دریا  
 توپز کمتر از ۵۰ دسی بل  
 سرعت بالا در ایجاد خلا با استفاده از فناوری سیلندر و پیستون  
 قابلیت تغییر AC به DC در محل با تغییرات جزئی  
 امکان تنظیم میزان وکیوم با دقت بسیار بالا  
 مجهز به سیستم تمام اتوماتیک و هوشمند به منظور جلوگیری از ورود مایعات  
 حفاظت دستگاه در برابر نفوذ مایعات **IPX3**  
 امکان تغییر مخزن بدون نیاز به وقفه در عملکرد و جابجایی دستی  
 استفاده از چرخ‌های روان و بدون لرزش جهت حرکت دستگاه  
 دارای فیلتر آنتی باکتریال به منظور جلوگیری از انتشار آلودگی  
 دارای مخازن جمع‌آوری مایعات با قابلیت اتوکلاو در دمای ۱۲۱ درجه سانتی‌گراد  
 دارای سیستم مکانیکی مانع سرریز در ورودی مخازن  
 دارای نشان و گواهی ISIRI4592 صادره از سوی سازمان ملی استاندارد  
 دارای نشان AP

# لوازم جانبی ساکشن



## جارهای پلی کربنات



محافظ نفوذ مایع



فیلتر آنتی باکتریال



فیلتر اتوکلاو



نگهدارنده ثابت و متحرک



شیر تغییر وضعیت



ماژول درب جار





انواع کابل ECG و EKG



انواع پروب اندازه گیری دما (Skin, Rectal)



انواع سنسور کپنوگراف (Main Stream, Side Stream)



انواع پروب پالس و کابل رابط پالس (BCI, Nellcor, Dolphin, Masimo, ...)



انواع اکسسوری دستگاه EEG (الکتروود، پایه، گیره، کاغذ، نمد) و انواع کلاه (بزرگسال، اطفال و نوزاد)

new



شرکت مدیا طب تجهیز , فعالیت خود را در زمینه تجهیزات پزشکی با رونمایی از تولید محصولاتی هم چون ساکشن پرتابل جراحی و انواع کیسه های کنترل عفونت , قدم در عرصه ی تولید دیگر تجهیزات پزشکی از جمله فیلترهای اتوکلاو , HME و کیسه های یکبار مصرف آمبولانسی و توزیع انواع پروب , کابل و لیدهای مانیتورینگ قلب (ECG) الکتروانسفالوگراف (EEG) الکتروکاردیوگراف (EKG) نهاد و مفتخر است با توسعه محصولات خود گامی در راستای تولید ملی در کارنامه پر افتخار خود رقم بزند .



فیلتر HME



کیسه استومی



فیلتر Non HME