



## ویژگی های سر ساکشن نیک مدیکال

**سر ساکشن نیک مدیکال** دارای انعطاف پذیری مناسب و در ساخت آن از مفتول فلزی بهداشتی و شکل پذیر استفاده شده است  
 سر ساکشن نیک مدیکال به راحتی در دهان بیمار جای می گیرد و به استخراج بزاق اضافی بدون نیاز به بلع کمک می کند  
 این محصول برای استفاده در مواردی که غشای مخاطی تحریک شده باشد ایده آل است

سر ساکشن دندانپزشکی از تجهیزات دندانپزشکی و یکبار مصرف است . ساکشن دندانپزشکی وسیله ای در دندانپزشکی است که وظیفه تخلیه مقادیر بالای مایعات و ضایعات از حفره دهان را به عهده دارد. این وسیله در انواع مستقیم یا دارای انحنا، کوتاه یا بلند و یکبار مصرف موجود می باشد. این سیستم بر اساس قانون خلا کار می کند و کاربرد آن در دندانپزشکی تخلیه دهان از بزاق، خونابه است .  
 دلایل متعددی هست که استفاده از ساکشن ضروری است یکی از دلایل آن وجود داروی بی حسی در طولانی مدت در دهان است که باعث ایجاد حالت تهوع می شود یکی دیگر از دلایل خشک کردن سطح دندان برای راحتی دید و بهبود عملکرد دندانپزشک است زیرا منته دندانپزشکی، برای جلوگیری از داغ شدن دندان و تمیز نگه داشتن سطح آن، مقدار زیادی آب به بیرون اسپری می کند که به سرعت داخل دهان را پر می کند، به آینه دندانپزشک می رسد و دید او را مختل می کند و دلیل آخر جمع کردن مواد اضافی در دهان که در غیر این صورت امکان پایین رفتن ذرات و خفگی وجود دارد.

سر ساکشن دندانپزشکی  
 یکبار مصرف نیک مدیکال

مکش قوی و سریع  
 طول لوله ۱۴ سانتی متر

استفاده از سیم گالوانیزه برای  
 فرم دهی راحت  
 ایمنی بالا و جلوگیری از  
 انتقال آلودگی

## Dental Suction

سر ساکشن دندانپزشکی

سر ساکشن نیک مدیکال  
 شرکت سازنده: شرکت مائده نیک آزادی  
 سر ساکشن نیک مدیکال تولید شده توسط شرکت  
 مائده نیک آزادی با شماره ملی (۸۳۱۸\*۱۴۰) و کد ثبتی (۴۵۲۲۳۳) با  
 مدیریت رحیم رحیمی اولین تولید کننده سر ساکشن  
 مدیکال در ایران با بیست سال سابقه درخشان.  
 سر ساکشن نیک مدیکال با بهره گیری از بهترین  
 تکنولوژی ترکیب مواد اولیه P.V.C مدیکال شفاف می باشد.  
 تولید شده با بهترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک روز  
 دنیا می باشد.

ویژگی ها:  
 ساخت مفتول سیمی داخل سر ساکشن نیک مدیکال به  
 صورتی است که دارای بالاترین انعطاف پذیری جهت  
 هماهنگ شدن با هر شکل و صورتی می باشد.  
 این محصول به صورتی ساخته شده که از حساسیت  
 های احتمالی جلوگیری می کند.  
 فیلتر طراحی شده برای قسمت ابتدایی این سر ساکشن  
 دارای حفره های استاندارد جهت جلوگیری از مکش لثه  
 بیمار می باشد.  
 سر ساکشن نیک مدیکال با مجوز و تأیید وزارت بهداشت  
 و سازمان غذا و دارو، دارای گواهی کیفیت، دارنده  
 گواهینامه ISO ۹۰۰۱، ISO ۱۳۴۸۵، ISO ۹۰۰۲، ISO ۲۰۱۲۶، دارای  
 برجسب اصالت کالا و سیب سلامت می باشد.

تهران، بزرگراه نواب، پل کمیل، بورس  
 کالای دندانپزشکی ابریشم، واحد ۳۵  
 ۰۲۱۶۶۸۹۲۶۵۴ تلفکس ۰۲۱۶۶۸۹۴۵۸۱

nikmedicaltrading.ir  
 nikmedicaltrading  
 nikmedicaltrading.ir