

ZARIF POLYMER

محصولات تولیدی  
شرکت ظریف پلیمر سپاهان



ZARIF POLYMER

محصولات بیمارستانی

BEKZ®



## برس اسکراب آغشته به کلرگزیدین

- یکبار مصرف
- جلوگیری از انتشار آلودگی با عدم لمس قوطی توسط افراد مختلف
- آغشته به مقدار دقیق محلول شستشو (طبق پروتکل های وزارت بهداشت)
- پایه الکلی
- دارای گلیسیرین برای نرمی پوست
- حاوی رایحه آلوئور ا برای ملایم شدن بو



## برس اسکراب

- برای شستشو و اسکراب دست قبل از عمل جراحی
- دارای سه ناحیه اسفنج، برس و تیغه تمیز کردن ناخن
- نرم و ارگونومی
- یکبار مصرف
- عرضه به صورت استریل و غیر استریل
- از نوع استریل برای شستشوی زخم های سوختگی و دیابتی استفاده می شود.
- ارائه نوع استریل در بسته بندی مدیکال مخصوص
- قسمت ابر برس قابلیت جذب بالای محلول را دارد
- عدم حل شدن ابر در محلول ها و جلوگیری از آزاد شدن مونومرها
- تولید شده با مواد اولیه که در شوینده ها حل نشده و ایجاد حساسیت نمی کند.



## برس اسکراب آغشته به بتادین ۷/۵%

- یکبار مصرف
- جلوگیری از انتشار آلودگی با عدم لمس قوطی توسط افراد مختلف
- آغشته به مقدار دقیق محلول شستشو (طبق پروتکل های وزارت بهداشت)
- این محلول به گونه ای می باشد که کف می کند و شستشوی بهتری برای جراح دارد
- بدون الکل که از خشکی و التهاب پوست جلوگیری می کند



## دستکش نایلونی استریل

- استریل بودن تکی بسته ها
- مقاومت بسیار خوب دستکش ها
- غیر سمی - بدون پودر - استفاده آسان
- ضخامت کمتر دستکش و در نتیجه دقت بیشتر در معاینه
- مناسب برای عملیات سوندگذاری و Nursing



## دستکش نایلونی کودک

- آجدار
- درزهای محکم
- مقاومت بسیار بالا
- بدون چسبندگی دولایه به یکدیگر
- دارای بسته بندی مقوایی لاک پشتی ( آویز دیوار و محل خروج آسان دستکش به صورت تکی روی جعبه تعبیه شده است.)
- ارائه در سایزهای کوچک، متوسط و بزرگ
- مناسب برای گروه سنی ۶ تا ۱۰ سال



## دستکش نایلونی (۱۱۰ و ۱۴۰ گرمی)

- آجدار
- درزهای محکم
- مقاومت بسیار بالا
- دارای بسته بندی مقوایی لاک پشتی ( آویز دیوار و محل خروج آسان دستکش به صورت تکی روی جعبه تعبیه شده است.)
- ارائه در سایزهای کوچک، متوسط و بزرگ

## دستکش نایلونی ۶۵ و ۷۵ گرمی

- آجدار
- شفاف
- دوخت محکم و مقاوم



## سیفتی باکس

ارائه در ۴ سایز  
2 / 5 / 8 / 12 liter

- ضد سوراخ شدگی
- پیش موتناژ آسان بدنه و درب ، قفل شدن بسیار ساده
- دارای قفل ایمنی مطمئن و سیستم بستن موقتی و دائمی
- دارای شیار جدا کننده سر سوزن دندانپزشکی و سرنگ لورلاک
- درب چرخان ۳ تیکه مجزا
- با قابلیت اتوکلاو
- هر کارتن دارای ۳ عدد هولدر می باشد
- نصب انواع سیفتی باکس با یک هولدر بر روی تمامی میله های عمودی در بیمارستان ها
- هماهنگی با انواع حلقه های ترالی بیمارستانی، میله ها و گیره ها
- ارائه با ۳ رنگ قفل درب (قرمز، قهوه ای، بنفش)



## پلاستیک بیمارستانی

- در سه سایز ۶۰+۷۰، ۹۰+۷۰ و ۱۲۰+۹۰
- کیفیت بالا و عدم وجود ضایعات بازیافتی
- استحکام بالا در برابر اجسام تیز و برنده
- داشتن دوخت محکم به صورتی که با فشار بالا پاره نمی شود
- قابلیت گره پذیری آسان
- نداشتن بوی بد و زننده
- عرضه در کیسه های ۲، ۵ و ۲۰ کیلوگرمی



## ست سونداژ

محتویات ست:

- سیئی
- زیر انداز بیمار لمینت شده با سایز ۵۰×۵۰ سانتیمتر
- سوند
- یورین بگ غیر استریل
- یورین باتل آسان ریز غیر استریل
- سرنگ حاوی ژل لوبریکانت
- سرنگ حاوی آب مقطر
- دستکش پیپرگلاوز
- پنس برای برداشتن پنبه های بتادینی
- پنج عدد پنبه آغشته به بتادین ۱۰ درصد که درون یک پاکت بسته بندی شده است





## تیغ بدن تراش

- دارای سر شانه دار
- طراحی شده برای اصلاح بدن
- برای اصلاح آسان موهای بدن
- دارای درپوش برای جلوگیری از آلوده شدن محصول
- دارای بسته بندی تکی
- مناسب برای قسمت‌های حساس پوست بدون ایجاد خراش
- تیغ دو طرفه که نیاز به تمیز کردن مکرر تیغ هنگام اصلاح را به حداقل می‌رساند.
- تیغ بدن تراش بکر، یک میلی‌متر بالاتر از سطح پوست را می‌تراشد که باعث می‌گردد موزیر چسب و پوست نفوذ نکند و موجب عفونت و درد نشود.



## کلمپ بند ناف

- بدون ریسک باز شدن و شکستن قفل
- دارای بسته بندی بلیستر مطابق با آخرین استانداردهای جهان
- دارای تیغه جلوگیری کننده از ورود بند ناف در قسمت لولا
- دارای لبه های کاملاً گرد و بدون هیچ گونه زاویه تیز و گوشه آزار دهنده
- محکم، با دندانهای کاملاً هم پوشان
- تولید شده در فضای کلین روم با کلاس یکمصد هزار
- دارای بسته بندی میانی
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید




## پوآر

- اختراع ثبت شده شرکت ظریف پلیمر
- حجم و مکش مناسب
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید
- بدون لبه تیز و آزار دهنده
- بدون پسماند سمی چسب و بخارات مواد اولیه
- تولید شده در فضای کلین روم با کلاس یکصد هزار
- حجم ۶۰ میلی لیتر
- آجدار برای جلوگیری لیز خوردن از دست
- تأیید شده با تست های فیزیکی و میکروبیولوژی
- عرضه در بسته بندی مدیکال



## ست پوآر و کلمپ

- دو عدد کلمپ بند ناف و یک عدد پوآر
- ارائه در بسته بندی مدیکال
- مناسب برای اتاق عمل
- مقرون بصر فیه



## پوآر جعبه ای

- حجم و مکش مناسب
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید
- بدون لبه تیز و آزار دهنده
- بدون پسماند سمی چسب و بخارات مواد اولیه
- تولید شده در فضای کلین روم با کلاس یکمدهزار
- حجم ۶۰ میلی لیتر
- آجدار برای جلوگیری لیز خوردن از دست
- تأیید شده با تست های فیزیکی و میکروبیولوژی
- عرضه در بسته بندی مدیکال
- عرضه به صورت بسته بندی مقوایی تکی
- بسته مقوایی جذاب و مقاوم
- برای عرضه در داروخانه و سیستمونی



## کاپ تغذیه نوزاد

- حجم ۳۰ میلی لیتر
- به منظور تغذیه کوتاه مدت با مقدار اندک شیر و آغوز
- دارو دهی به نوزاد
- تغذیه با مکمل های غذایی
- مدرج شده به منظور کنترل دقیق تر مقدار تغذیه
- استریل شده مطمئن با گاز اتیلن اکساید
- بدون لبه تیز و آزار دهنده
- تولید شده با مواد مخصوص قطعات پزشکی
- تولید شده در فضای کلین روم یا کلاس یکمدهزار مخصوص ساخت تجهیزات پزشکی
- دارای درجه بندی مورب روی بدنه که هنگام کج کردن کاپ حجم مایعات اندک موجود درون آن قابل اندازه گیری است.



## چشم بند فتوتراپی نوزاد

- دارای پد رنگی با ضخامت بالا که سبب ۱۰۰٪ محافظت چشم نوزاد در برابر امواج فتوتراپی است.
- دارای جنس نرم و کششی بسیار مناسب
- دارای فیکساتور سر نوزاد که مانع از حرکت و جابجایی چشم بند در حین فتوتراپی می شود.
- جنس کش با رویه داخلی پنبه طبیعی مانع از تجمع گرما روی پوست نوزاد شده باعث احساس راحتی برای نوزاد می شود.
- کاملاً استریل



## کیسه ادرار بزرگسالان


- تولید شده با دستگاه تمام اتوماتیک
- بسته بندی تکی برای محصول
- ۳۵۰ سی سی حجم بیشتر نسبت به نمونه های موجود در بازار برای صرفه جویی زمان
- در مراکز درمانی
- تنها نمونه دارای هنگر که نصب یورین بگ را همه جا حین استفاده راحت می کند.
- دارای مکانیزم آنتی ریفلکس تولید شده بر اساس استاندارد روز اروپا
- دارای شیر صلیبی با کیفیت بسیار بالا، بدون نشتی و بدون استفاده از پارافین
- تهیه شده از مواد مدیکال گرید
- تولید در فضای کلین روم با کلاس یکمدهزار
- قابلیت عرضه به دو صورت استریل (ویژه اتاق عمل) و غیر استریل
- ارائه در دو نوع دوروشفاف و یکروسفید






## کیسه ادرار نوزاد

- دارای چاک آسان باز شو
- دوخت مقاوم
- بدون نشستی
- چسب ضد حساسیت
- دارای فضای ورودی متفاوت در نمونه دخترانه و پسرانه ، جهت نمونه گیری آسانتر



## رول ملحفه بیمارستانی

- ضد آب
- جنس: اسپان باند
- گرمای: ۱۷ گرم و ۲۰ گرم
- عرضه در ابعاد عرض ۶۰ سانتی متر و طول ۳۰ متر
- ارائه در پرفراژ ۵۰ و ۱۷۵ سانتی متر



## شیت ملحفه بیمارستانی

- سایز ۶۰-۱۸۰
- عرضه در بسته های ۵ عددی



## حوله یکبار مصرف

- سایز ۴۰-۸۰ - ۵۰ گرمی
- سایز ۴۰-۸۰ - ۸۰ گرمی
- مناسب استفاده در مسافرت، بیمارستان، استخر، آرایشگاه، هتل و...
- تهیه شده از مواد کاملاً بهداشتی و ضد هرگونه حساسیت
- قابلیت جذب آب بالا
- با قابلیت ۳ تا ۴ بار شستشو



## زیرانداز بیمار

- ضد حساسیت
- کاملاً آنتی باکتریال
- قدرت جذب بالا
- سایز ۹۰x۶۰ سانتی متر



## قیف ادرار

قیف ادراری ۳۷ درجه به شما در موارد ذیل کمک خواهد کرد :

- بانوانی که افتادگی رحم و مثانه دارند
- نمونه گیری جهت آزمایشگاه به روش کاملا استریل
- افرادی که زایمان طبیعی دارند
- افرادی که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند
- افرادی که زانو درد ، پادرد و کمر درد دارند
- در افرادی که دچار شکستگی پا و لگن هستند
- افراد ورزشکار (کوهنوردی ، دوچرخه سواری و...)
- افرادی که از بواسیر رنج می برند
- در مسافرت ها و گردشگری ها و...
- در سفر با قطار و هواپیما و...



## لوله ادرار ایستاده

- مدرج
- بدون پلیسه
- سطح صاف و صیقلی



## لوله ادرار درب دار

- مدرج
- بدون پلیسه
- سطح صاف و صیقلی






## لوله ادرار با درب و تبدیل زنانه

- مدرج
- بدون پلیسه
- با تبدیل زنانه



## طوق کودک

- دارای جای نشیمن گاه و تکیه گاه کودک
- جداکننده ران
- ارگونومی و راحت



## لگن ادرار درب دار

- دارای جای نشیمن
- بدون پلیسه
- ارگونومی
- درب دار



## لگن ادرار بدون درب

- دارای جای نشیمن
- بدون پلیسه
- ارگونومی



## دهانی اسپیرومتری


- ساخته شده از مواد پزشکی
- بدون هیچ گونه پلیسه و زائده
- سازگار و بدون حساسیت
- ارائه به دو صورت بدون بسته بندی تکی و با بسته بندی تکی نایلوتی



## گاز طبی ۱۰×۱۰ - هشت لا


- جنس گاز: ۱۰۰٪ پنبه
- نوع نخ: ۲۰ انگلیسی
- فاقد هر نوع سر نخ آزاد
- بدون بو و عاری از هرگونه مواد شیمیایی
- قابلیت جذب بالای خون و محلول های ضدعفونی
- مناسب برای شست و شو، پانسمان و ضدعفونی





ZARIF POLYMER


محصولات تولیدی  
شرکت ظریف پلیمر سپاهان


 zarifpolymer.com

 zarifpolymer


 @zarifpolymer

دفتر تهران

 (+۹۸) ۲۱ ۳۶۸ ۴۱ ۶۹۷

 (+۹۸) ۲۱ ۳۶۸ ۴۱ ۰۸۳

دفتر مرکزی-اصفهان

 (+۹۸) ۳۱ ۵۲۵۲

 (+۹۸) ۳۱ ۵۲۳ ۷۴ ۱۶۵