



ZARIF POLYMER

محصولات تولیدی
شرکت ظریف پلیمر سپاهان



ZARIF POLYMER

محصولات آزمایشگاهی

BEKR®



یورین باتل آسان ریز® BECR

- حجم ۹۰ میلی لیتر
- تولید شده با مواد دست اول
- قابل عرضه به صورت استریل و غیر استریل
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید
- آسان ریز
- با قابلیت اتوکلاو
- در پوش بدون نشت
- تولید شده در کلین روم با کلاس یکصد هزار
- تولید شده با دستگاه تمام اتوماتیک
- امکان عرضه به صورت چیده شده در باز (اکونومی)



یورین باتل

- مدرج
- ۶۰ میلی لیتر مدرج، گنجایش ۹۰ میلی لیتر
- بدون نشت
- دارای ناحیه زیر شده برای نوشتن
- بسته شدن درب با یک چهارم دور چرخش
- دهانه گشاد جهت نمونه گیری آسانتر
- نوع استریل آن ، با بسته بندی نایلونی عرضه می شود



استول باتل BEK®

- قاشقک دار
- با گنجایش ۳۰ میلی لیتر
- دهانه گشاد تامین کننده نمونه گیری آسان
- درپوش پیچی، با پیچ های چند راهه (با یک ششم دور چرخش کاملاً بسته می شود)
- عدم نشست بو




استنول باتل

- ۳۰ میلی لیتر
- عدم نشئت بو
- قاشقک جداشونده
- دهانه گشاد جهت نمونه گیری آسان



لوله آزمایش

- بدون خمیدگی در طول لوله
- بدون زائده تزریق روی کف (داخل) لوله
- در دو نوع نیمه شفاف و مات
- بدون نشئی در صورت استفاده با درپوش
- سطح داخلی کاملاً صیقلی
- در سایزهای ۱۲×۷۵ و ۱۲×۱۰۰
- قابلیت استفاده در سانتریفیوژ بدون آسیب رسیدن به لوله ها
- سطح داخل و خارج لوله کاملاً صیقلی است
- کف لوله تقویت شده تا در دستگاه سانتریفیوژ دچار نشئی و شکستگی نشود
- ارائه در ۲ برند **BEKZ** 



درپوش لوله آزمایش قارچی

- آج دار و منعطف به منظور استفاده آسان‌تر
- متناسب با انواع لوله‌های آزمایش هم سایز
- جلوگیری صد در صد از نشت و تبخیر محتوا
- نفوذناپذیر
- تولید شده در محیط کلین روم با کلاس یکمصد هزار
- بسته شدن درب با کمترین فشار



درپوش لوله آزمایش ساده

- آج دار و منعطف به منظور استفاده آسان‌تر
- متناسب با انواع لوله‌های آزمایش هم سایز
- جلوگیری صد در صد از نشت و تبخیر محتوا
- نفوذناپذیر
- تولید شده در محیط کلین روم با کلاس یکمصد هزار
- بسته شدن درب با کمترین فشار



رک لوله آزمایش ۱۶

- پایداری قابل توجه
- دارای علائم راهنما برای مونتاژ آسانتر
- طراحی شده به صورت یک تکه تاشو
- برای لوله‌های آزمایشگاهی تا قطر ۱۶ میلی‌متر
- قابلیت نصب بر چسب روی پایه‌ها
- دارای نشانگر عددی و حروف
- قابل اتوکلاو
- ۶۰ خانه
- دارای ۵ رنگ مختلف که امکان دسته بندی را راحت تر می‌کند.



ظرف ادرار ۲۴ ساعته

- تولید شده با مواد دست اول
- بدون آثار جانبی شیمیایی و میکروبی بر روی نمونه
- دارای راهنمای کامل و کاربردی استفاده از محصول
- تعبیه یک واشر پشت درب برای جلوگیری از نشتی
- کاهش ریسک مخلوط شدن ادرار با ترشحات بدن در هنگام نمونه گیری
- بدون ریسک پاشیدن ادرار به اطراف در هنگام نمونه گیری
- مقاوم در برابر گرما، نور مستقیم و فشارهای مکانیکی
- قابل نگهداری در قسمت های مختلف یخچال به دلیل امکان ایستایی در ۲ جهت
- تولید شده در فضای کلین روم با کلاس یکمصد هزار
- حجم ۳ لیتر که برای ۲۴ ساعت بسیار مناسب است
- ارائه با یک کیسه پلاستیکی دسته دار برای حمل آسان تر
- طراحی شیر خروجی به گونه ایست که همواره در نقطه پایین قرار می گیرد و نمونه برداری را راحت تر می کند

ارائه در ۲ برند **BECK** 



پتری دیش

عرضه در بسته های
عددی ۱۲، ۱۱، ۱۰

- تولیدشده با مواد پلی استایرن
- کاملاً شفاف
- بدون خط و خش و اثر انگشت ناشی از دست اپراتور
- دارای شیارهای جلوگیری کننده از ایجاد خلأ
- تولیدشده در فضای کلین روم با کلاس یکصد هزار
- استریل شده واقعی با گاز اتیلن اکساید
- دارای لبه برای بلند کردن آسان از روی میز
- وجود شیارهای تبادل هوا به منظور ایجاد سطح هم دما در کل سطح پتری دیش
- وجود لبه های پتری دیش برای جلوگیری از کندانس
- ارائه در بسته بندی مدیکال مخصوص



کاست بافت پانولوژی درب دار

- قابلیت استفاده بایک دست
- قابل تولید در رنگ های مختلف
- دارای زاویه مناسب و فضای کافی برای نوشتن
- قفل و لولای مقاوم در مقابل باز و بسته شدن متعدد
- قابلیت استفاده آسان، جهت نگهداری سلول و بافت در زمان طولانی
- ساخته شده از مواد هوستافرم (پلی استالن)
- ته نشین شدن کاست در الکل و مواد ضدعفونی کننده
- دارای ۱۲۸ شیار منظم جهت تبادل سیالات
- سطح درونی میقلی می باشد.




میکروتیوب

- گیج دار
- حجم ۱/۵ میلی لیتر
- عدم نشئی تضمین شده
- ته بدون زانده
- باز و بسته شدن آسان به علت لبه روی درب
- آماده سازی، سانتریفیوژ و نگهداری بدون دغدغه
- دارای مربع زبر شده برای نوشتن یا علامت گذاری
- قابلیت انتقال مواد پودری و گرانبوی
- شفاف و تولید شده با مواد دست اول مدیکال گرید
- وجود یک ناحیه دایره ای روی درب که امکان نمونه گیری با سرنگ را راحت تر می کند.




اپلیکاتور آزمایشگاهی BECR®

- ضخامت اپتیمایز شده
- دارای خطوطی برای راحت تر شکسته شدن هنگام آلودگی
- استفاده راحت برای برداشتن نمونه‌ها و جدا کردن لخته‌ها
- تولید شده در محیط کلین روم با کلاس یکصد هزار
- بدون زائده روی بدنه




اپلیکاتور آزمایشگاهی


- با قابلیت شکسته شدن آسان
- استفاده راحت برای برداشتن نمونه ها و جدا کردن لخته ها
- بدون پلیسه و زائده روی بدنه



سرویکس براش


- طول ۲۰ سانتیمتری
- تولید شده با مواد مخصوص ساخت قطعات پزشکی
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید
- تولید شده در فضای کلین روم با کلاس یکصدهزار
- برس های نرم و انعطاف پذیر برای جمع آوری نمونه های سلولی
- دارای پرز نیم دایره ای با طول های مختلف که نمونه گیری از دور، رو و داخل دهانه رحم را میسر می کند.





ZARIF POLYMER


محصولات تولیدی
شرکت ظریف پلیمر سپاهان


 zarifpolymer.com

 zarifpolymer


 @zarifpolymer

دفتر تهران

 (+98) 21 368 41 697

 (+98) 21 368 41 083

دفتر مرکزی-اصفهان

 (+98) 31 5252

 (+98) 31 523 74 165