



ZARIF POLYMER

محصولات تولیدی
شرکت ظریف پلیمر سپاهان



ZARIF POLYMER

محصولات مقابله با کرونا

BEKZ®



گان بیمار

- گان آستین متوسط
- طول آستین تا بالای مچ ۴۰ سانتی متر
- قد گان ۹۰ سانتی متر
- پارچه اسپان باند ۳۸ گرمی
- دوخت محکم



گان جراح

- پارچه اسپان ۴۰ گرمی
- سر آستین کش بافت
- دوخت با چرخ خیاطی سردوز ۵ نخ
- عرضه در دو نوع استریل و غیر استریل



لباس ۳ تکه بیمار

- پارچه اسپان ۴۰ گرمی
- دارای کلاه پزشکی، گان و شلوار
- دوخت محکم



گان لمینت جراح

- پارچه اسپان ۴۰ گرمی
- سر آستین کش بافت
- لمینت ۱۵ گرم
- قابلیت شستشو با الکل بعد از هر بیمار
- دوخت با چرخ خیاطی سردوز ۵ نخ



هایریسک کاور

- نفوذناپذیر در مقابل ویروس، مایعات و ترشحات از نوک پا تا گردن
- با سرپوشه قابل تنفس و شیلد صورت سر خود
- پارچه مقاوم و مناسب برای استفاده طولانی
- پارچه لمینت شده
- سایز بندی شده (ارائه در ۳ سایز Small, Medium, Large)
- گرماژ ۵۵ تا ۶۰ گرم
- زیپ دار



گان دندانپزشک

- گرماژ ۵۵ تا ۶۰ گرم
- کلاه دار
- قسمت کلاه و بالاتنه لمینت دار است
- قابلیت استفاده با انواع ماسک و شیلد
- قابلیت شستشو با الکل بعد از هر بیمار



کاورال

- لمینت شده
- فری سائز
- گرماژ ۵۵ تا ۶۰ گرم
- دور کلاه کش دوز
- دور مچ پا کش دوز
- زیپ لباس از جلو هست و کاور زیپ ندارد
- کاور شوز به صورت سرهمی
(با کفش پوشیده می شود)
- سر آستین کش دوز
(دقت کنید با کفش بافت تفاوت دارد)



ماسک خودتنظیم

- بدون ایجاد اثر و التهاب پوستی
- پوشش کامل حاشیه های ماسک
- عدم ایجاد حس ناخوشایند در هنگام استفاده
- پارچه SSMMS دو فیلتر دار، عامل فیلتراسیون مطمئن
- بدون استفاده از سیم تنظیم کننده موقعیت ماسک روی بینی
- بدون نیاز به تنظیم حالت دائمی سیم بالای ماسک با دست آلوده (به دلیل طراحی خاص)
- ارائه در دو نوع استریل و غیر استریل
- عرضه به صورت تکی و بسته های ۱۰ عددی



ماسک کودک

- بدون ایجاد اثر و التهاب پوستی برای کودک
- پوشش کامل حاشیه های ماسک
- عدم ایجاد حس ناخوشایند در هنگام استفاده
- پارچه SSMMS دو فیلتر دار، عامل فیلتراسیون مطمئن
- بدون استفاده از سیم تنظیم کننده موقعیت ماسک روی بینی
- با دو کش که پشت گوش کودک قرار می گیرد
- دارای کش بند برای تنظیم اندازه دور سر کودک
- کش بند تمرکز نیرو را کم کرده و فشار به سر کودک را به حداقل می رساند
- استفاده از کش بند امکان پوشیدن ماسک با جثه های متفاوت سر را ممکن می سازد
- بدون نیاز به تنظیم حالت دائمی سیم بالای ماسک با دست آلوده (به دلیل طراحی خاص)
- مناسب برای سنین ۵ تا ۱۵ سال



سرپوشه پزشکی

- فیلتراسیون بسیار بالا
- ناحیه شفاف روی صورت
- دارای شیلد محافظ صورت
- ساخته شده توسط الیاف نپافته و طلق
- دارای مکانیزمی برای جلوگیری از بخار کردن طلق
- دارای نوار حالت پذیر دوگانه برای تنظیم موقعیت
- قابل استفاده برای همه صورت ها، مردان و بانوان، بدون مو و با موی کلیپس زده



کاور آستین نایلکسی

- یکبار مصرف
- دوسر کش
- بدون حساسیت
- دارای استحکام بالا و دوخت محکم
- قابل استفاده برای پرسنل درمانی، آرایشگاه ها و ...



کاور آستین لمینت

- قد آستین ۵۰ سانتی متر
- اسپان باند
- دوخت محکم



کاور آستین ساده کش دار



- یکبار مصرف
- یک سر کش و یک سر کشباف
- بدون حساسیت
- دارای استحکام بالا و دوخت محکم
- قابل استفاده برای پرسنل درمانی، آرایشگاه ها و ...



کاور کفش لمینت شده

- اسپان باند لمینت شده
- مناسب برای هر نوع سایز کفش
- دوخت محکم




کاور کفش نایلکسی

- شفاف
- دارای اندازه مناسب برای هر نوع سایز کفشی
- حاشیه کش دوز شده
- دوام بالا
- استاندارد و بهداشتی
- کاور های کفش به راحتی بعد از استفاده از کفش جدا می شوند.



کلاه آکار دثونی

- وزن هر عدد ۱۰ الی ۱۲ گرم
- پارچه اسپان باند
- رنگ سفید
- قابل استفاده در طولانی مدت به علت سبکی
- جلوگیری از تعریق سر
- اسپان باند ۲۵ گرم
- مناسب مراکز درمانی، بیمارستان ها،
- آزمایشگاه ها، مطب ها، رستوران ها و ...



کلاه بیمار

- جنس اسپان باند
- پلیسه ای و کشدار
- جلوگیری از انتقال آلودگی
- جلوگیری از ریزش موی سر بیمار
- راحت و دارای حالت کشانی مناسب



کلاه جراح

- تولید شده با پارچه اسپان باند
- دارای ۲ بند برای تنظیم اندازه
- دارای ابعاد مناسب و استاندارد
- پوشش کامل سر
- قابل استفاده در بیمارستان،
- درمانگاه، کلینیک های جراحی
- و دیگر مراکز درمانی



■ محلول ضد عفونی کننده دست

- حجم ۴۵۰ میلی لیتر
- با پایه الکل ۷۰ درصد



شیلد محافظ صورت مدل نقابی

- ضد بخار
- بدون لاتکس
- بسیار سبک
- بدون انعکاس نور
- دارای ابر ارگونومی که موجب :
- نشستن صحیح روی پیشانی
- کاهش فشار دور سر
- جذب تعرق می شود



شیلد محافظ صورت

- ضد بخار
- پوشاننده تمام صورت
- بدون سایز (قابل استفاده برای تمام صورت‌ها)
- بدون محدود کردن دید طبیعی
- سبک و قابل استفاده برای مدت بسیار طولانی
- دارای پوشش محافظ طلق برای حفظ کیفیت و شفافیت آن تا زمان استفاده
- در مدت طولانی استفاده، مانع رشد باکتری و ایجاد بوی بد برای تنفس می‌گردد
- بدون استفاده از کش که باعث خراب شدن مو و مشکل استفاده با مقنعه می‌گردد

ارائه در ۲ برند **BEKZ** 



شیلد محافظ صورت با پوشش جانبی

- ضد بخار
- شفاف
- پوشاننده کل صورت تا زیر چانه
- سبک و بدون احساس خستگی و فشار حتی در صورت ساعت ها استفاده



عینک محافظ

- پوشاننده زیر و اطراف چشم
- بدون محدود کردن دید طبیعی
- قابل استفاده برای تمام صورت‌ها (بدون سایز)
- بدون لبه آزار دهنده در قسمت پشت گوش فریم
- بدون زائده روی دسته و بدون لبه های تیز که به گونه آسیب نمی رساند
- دارای پوشش محافظ طلق برای حفظ کیفیت و شفافیت آن تا زمان استفاده

ارائه در ۲ برند **BEKAR** 



شیلد محافظ صورت کودک

- ضد بخار
- بسیار سبک
- بدون انعکاس نور
- دارای ابرارگونومی که موجب می شود :
 - شیلد به درستی روی پیشانی قرار بگیرد
 - فشار دور سر را کم می کند
 - تعریق کودک را جذب می کند



روتختی اسپان باند

- اسپان باند ۲۵ گرم
- مناسب برای استفاده های بهداشتی و درمانی در مراکز درمانی، مطب ها و سالن های آرایشی
- تولید شده از مواد اولیه با کیفیت و ضد حساسیت
- سبک و کم حجم
- بدون پرز
- ارائه به صورت:
 - کشدار 120x220 cm
 - کشدار سفید 140x240 cm
 - اسپان باند ساده سفید 140x240 cm
 - اسپان باند کشدار 80x220 cm



روتختی نایلونی

- ابعاد ۸۰x۲۲۰ سانتی متر
- مناسب برای مراکز پزشکی و اتاق عمل، سالن های آرایشی و مطب ها
- تولید شده از مواد اولیه مرغوب

روبالشی اسپان باند

- سایز ۵۰-۷۰
- نرم و لطیف
- بدون پرز
- سبک و کم حجم
- سازگار با پوست انسان
- مناسب برای تمام مراکز درمانی و هتل ها
- ساخته شده از مواد اولیه با کیفیت و ضد حساسیت
- اسپان باند ۲۵ گرم



شیادماسک

- محافظت حداکثری چشم‌ها، دهان و بینی
- استفاده از ماسک سه لایه درجه یک
- استفاده از طلق بسیار شفاف
- یکبار مصرف
- تولید شده در محیط کلین روم





L Model



T Model

کارشیلد

پوشش کامل شفاف جهت جدا سازی راننده از مسافران صندلی جلو و پشت (مدل L)
پوشش کامل شفاف جهت جدا سازی راننده و مسافران صندلی جلو و پشت (مدل T)
مناسب برای تاکسی های شخصی و تاکسی های اینترنتی
قابل نصب بر روی همه مدل های تاکسی (پراید، پژو، سمند و...)
قابل نصب بدون هیچ گونه آسیب رسیدن به ماشین و بدون نیاز به سوراخ کاری
عدم ایجاد هیچ گونه محدودیت برای رانندگی (برای تعویض دنده، تنظیم آینه، کشیدن ترمز دستی و...)
استفاده از شیلد شفاف ضخیم و عدم ایجاد تاری دید جهت استفاده از آینه بغل و شیشه کمک راننده
دارای فضای آزاد و ایمن برای گرفتن کرایه های نقدی از مسافران
مدت زمان باز و بسته کردن کمتر از ۵ دقیقه
قابلیت انعطاف برای تنظیم صندلی راننده
قابل جمع شدن و قرار دادن در کیسه کوچک یا صندوق عقب
سیستم تهویه برای راننده و مسافران در دسترس است
قابل شستشو و نظافت
طول عمر بالا
ایمن (بدون پلیسه و تیزی و سوراخ)





ZARIF POLYMER

محصولات بیمارستانی

BEKZ®



برس اسکراب آغشته به کلرگزیدین

- یکبار مصرف
- جلوگیری از انتشار آلودگی با عدم لمس قوطی توسط افراد مختلف
- آغشته به مقدار دقیق محلول شستشو (طبق پروتکل های وزارت بهداشت)
- پایه الکلی
- دارای گلیسیرین برای نرمی پوست
- حاوی رایحه آلوئور ا برای ملایم شدن بو



برس اسکراب

- برای شستشو و اسکراب دست قبل از عمل جراحی
- دارای سه ناحیه اسفنج، برس و تیغه تمیز کردن ناخن
- نرم و ارگونومی
- یکبار مصرف
- عرضه به صورت استریل و غیر استریل
- از نوع استریل برای شستشوی زخم های سوختگی و دیابتی استفاده می شود.
- ارائه نوع استریل در بسته بندی مدیکال مخصوص
- قسمت ابر برس قابلیت جذب بالای محلول را دارد
- عدم حل شدن ابر در محلول ها و جلوگیری از آزاد شدن مونومرها
- تولید شده با مواد اولیه که در شوینده ها حل نشده و ایجاد حساسیت نمی کند.



برس اسکراب آغشته به بتادین ۷/۵%

- یکبار مصرف
- جلوگیری از انتشار آلودگی با عدم لمس قوطی توسط افراد مختلف
- آغشته به مقدار دقیق محلول شستشو (طبق پروتکل های وزارت بهداشت)
- این محلول به گونه ای می باشد که کف می کند و شستشوی بهتری برای جراح دارد
- بدون الکل که از خشکی و التهاب پوست جلوگیری می کند



دستکش نایلونی استریل

- استریل بودن تکی بسته ها
- مقاومت بسیار خوب دستکش ها
- غیر سمی - بدون پودر - استفاده آسان
- ضخامت کمتر دستکش و در نتیجه دقت بیشتر در معاینه
- مناسب برای عملیات سوندگذاری و Nursing



دستکش نایلونی کودک

- آجدار
- درزهای محکم
- مقاومت بسیار بالا
- بدون چسبندگی دولایه به یکدیگر
- دارای بسته بندی مقوایی لاک پشتی (آویز دیوار و محل خروج آسان دستکش به صورت تکی روی جعبه تعبیه شده است.)
- ارائه در سایزهای کوچک، متوسط و بزرگ
- مناسب برای گروه سنی ۶ تا ۱۰ سال



دستکش نایلونی (۱۱۰ و ۱۴۰ گرمی)

- آجدار
- درزهای محکم
- مقاومت بسیار بالا
- دارای بسته بندی مقوایی لاک پشتی (آویز دیوار و محل خروج آسان دستکش به صورت تکی روی جعبه تعبیه شده است.)
- ارائه در سایزهای کوچک، متوسط و بزرگ



دستکش نایلونی ۶۵ و ۷۵ گرمی

- آجدار
- شفاف
- دوخت محکم و مقاوم



سیفتی باکس

ارائه در ۴ سایز
2 / 5 / 8 / 12 liter

- ضد سوراخ شدگی
- پیش موتناژ آسان بدنه و درب ، قفل شدن بسیار ساده
- دارای قفل ایمنی مطمئن و سیستم بستن موقتی و دائمی
- دارای شیار جدا کننده سر سوزن دندانپزشکی و سرنگ لورلاک
- درب چرخان ۳ تیکه مجزا
- با قابلیت اتوکلاو
- هر کارتن دارای ۳ عدد هولدر می باشد
- نصب انواع سیفتی باکس با یک هولدر بر روی تمامی میله های عمودی در بیمارستان ها
- هماهنگی با انواع حلقه های ترالی بیمارستانی، میله ها و گیره ها
- ارائه با ۳ رنگ قفل درب (قرمز، قهوه ای، بنفش)



پلاستیک بیمارستانی

- در سه سایز ۶۰+۷۰، ۹۰+۷۰ و ۱۲۰+۹۰
- کیفیت بالا و عدم وجود ضایعات بازیافتی
- استحکام بالا در برابر اجسام تیز و برنده
- داشتن دوخت محکم به صورتی که با فشار بالا پاره نمی شود
- قابلیت گره پذیری آسان
- نداشتن بوی بد و زننده
- عرضه در کیسه های ۲، ۵ و ۲۰ کیلوگرمی



ست سونداژ

محتویات ست:

- سیئی
- زیر انداز بیمار لمینت شده با سایز ۵۰×۵۰ سانتیمتر
- سوند
- یورین بگ غیر استریل
- یورین باتل آسان ریز غیر استریل
- سرنگ حاوی ژل لوبریکانت
- سرنگ حاوی آب مقطر
- دستکش پیپرگلاوز
- پنس برای برداشتن پنبه های بتادینی
- پنج عدد پنبه آغشته به بتادین ۱۰ درصد که درون یک پاکت بسته بندی شده است



تیغ بدن تراش

- دارای سر شانه دار
- طراحی شده برای اصلاح بدن
- برای اصلاح آسان موهای بدن
- دارای درپوش برای جلوگیری از آلوده شدن محصول
- دارای بسته بندی تکی
- مناسب برای قسمت‌های حساس پوست بدون ایجاد خراش
- تیغ دو طرفه که نیاز به تمیز کردن مکرر تیغ هنگام اصلاح را به حداقل می‌رساند.
- تیغ بدن تراش بکر، یک میلی‌متر بالاتر از سطح پوست را می‌تراشد که باعث می‌گردد موزیر چسب و پوست نفوذ نکند و موجب عفونت و درد نشود.



کلمپ بند ناف

- بدون ریسک باز شدن و شکستن قفل
- دارای بسته بندی بلیستر مطابق با آخرین استانداردهای جهان
- دارای تیغه جلوگیری کننده از ورود بند ناف در قسمت لولا
- دارای لبه های کاملاً گرد و بدون هیچ گونه زاویه تیز و گوشه آزار دهنده
- محکم، با دندانهای کاملاً هم پوشان
- تولید شده در فضای کلین روم با کلاس یکمصد هزار
- دارای بسته بندی میانی
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید




پوآر

- اختراع ثبت شده شرکت ظریف پلیمر
- حجم و مکش مناسب
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید
- بدون لبه تیز و آزار دهنده
- بدون پسماند سمی چسب و بخارات مواد اولیه
- تولید شده در فضای کلین روم با کلاس یکصد هزار
- حجم ۶۰ میلی لیتر
- آجدار برای جلوگیری لیز خوردن از دست
- تأیید شده با تست های فیزیکی و میکروبیولوژی
- عرضه در بسته بندی مدیکال



ست پوآر و کلمپ

- دو عدد کلمپ بند ناف و یک عدد پوآر
- ارائه در بسته بندی مدیکال
- مناسب برای اتاق عمل
- مقرون بصر فیه



پوآر جعبه ای

- حجم و مکش مناسب
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید
- بدون لبه تیز و آزار دهنده
- بدون پسماند سمی چسب و بخارات مواد اولیه
- تولید شده در فضای کلین روم با کلاس یکمدهزار
- حجم ۶۰ میلی لیتر
- آجدار برای جلوگیری لیز خوردن از دست
- تأیید شده با تست های فیزیکی و میکروبیولوژی
- عرضه در بسته بندی مدیکال
- عرضه به صورت بسته بندی مقوایی تکی
- بسته مقوایی جذاب و مقاوم
- برای عرضه در داروخانه و سیستمونی



کاپ تغذیه نوزاد

- حجم ۳۰ میلی لیتر
- به منظور تغذیه کوتاه مدت با مقدار اندک شیر و آغوز
- دارودهی به نوزاد
- تغذیه با مکمل های غذایی
- مدرج شده به منظور کنترل دقیق تر مقدار تغذیه
- استریل شده مطمئن با گاز اتیلن اکساید
- بدون لبه تیز و آزار دهنده
- تولید شده با مواد مخصوص قطعات پزشکی
- تولید شده در فضای کلین روم یا کلاس یکمدهزار مخصوص ساخت تجهیزات پزشکی
- دارای درجه بندی مورب روی بدنه که هنگام کج کردن کاپ حجم مایعات اندک موجود درون آن قابل اندازه گیری است.



چشم بند فتوتراپی نوزاد

- دارای پد رنگی با ضخامت بالا که سبب ۱۰۰٪ محافظت چشم نوزاد در برابر امواج فتوتراپی است.
- دارای جنس نرم و کششی بسیار مناسب
- دارای فیکساتور سر نوزاد که مانع از حرکت و جابجایی چشم بند در حین فتوتراپی می شود.
- جنس کش با رویه داخلی پنبه طبیعی مانع از تجمع گرما روی پوست نوزاد شده باعث احساس راحتی برای نوزاد می شود.
- کاملاً استریل



کیسه ادرار بزرگسالان

- تولید شده با دستگاه تمام اتوماتیک
- بسته بندی تکی برای محصول
- ۳۵۰ سی سی حجم بیشتر نسبت به نمونه های موجود در بازار برای صرفه جویی زمان
- در مراکز درمانی
- تنها نمونه دارای هنگر که نصب یورین بگ را همه جا حین استفاده راحت می کند.
- دارای مکانیزم آنتی ریفلکس تولید شده بر اساس استاندارد روز اروپا
- دارای شیر صلیبی با کیفیت بسیار بالا، بدون نشتی و بدون استفاده از پارافین
- تهیه شده از مواد مدیکال گرید
- تولید در فضای کلین روم با کلاس یکمدهزار
- قابلیت عرضه به دو صورت استریل (ویژه اتاق عمل) و غیر استریل
- ارائه در دو نوع دوروشفاف و یکروسفید




کیسه ادرار نوزاد

- دارای چاک آسان باز شو
- دوخت مقاوم
- بدون نشستی
- چسب ضد حساسیت
- دارای فضای ورودی متفاوت در نمونه دخترانه و پسرانه ، جهت نمونه گیری آسانتر



رول ملحفه بیمارستانی

- ضد آب
- جنس: اسپان باند
- گرمای: ۱۷ گرم و ۲۰ گرم
- عرضه در ابعاد عرض ۶۰ سانتی متر و طول ۳۰ متر
- ارائه در پرفراژ ۵۰ و ۱۷۵ سانتی متر



شیت ملحفه بیمارستانی

- سایز ۶۰-۱۸۰
- عرضه در بسته های ۵ عددی



حوله یکبار مصرف

- سایز ۴۰-۸۰ - ۵۰ گرمی
- سایز ۴۰-۸۰ - ۸۰ گرمی
- مناسب استفاده در مسافرت، بیمارستان، استخر، آرایشگاه، هتل و...
- تهیه شده از مواد کاملاً بهداشتی و ضد هرگونه حساسیت
- قابلیت جذب آب بالا
- با قابلیت ۳ تا ۴ بار شستشو



زیرانداز بیمار

- ضد حساسیت
- کاملاً آنتی باکتریال
- قدرت جذب بالا
- سایز ۹۰x۶۰ سانتی متر



قیف ادرار

قیف ادراری ۳۷ درجه به شما در موارد ذیل کمک خواهد کرد :

- بانوانی که افتادگی رحم و مثانه دارند
- نمونه گیری جهت آزمایشگاه به روش کاملا استریل
- افرادی که زایمان طبیعی دارند
- افرادی که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند
- افرادی که زانو درد ، پادرد و کمر درد دارند
- در افرادی که دچار شکستگی پا و لگن هستند
- افراد ورزشکار (کوهنوردی ، دوچرخه سواری و...)
- افرادی که از بواسیر رنج می برند
- در مسافرت ها و گردشگری ها و...
- در سفر با قطار و هواپیما و...



لوله ادرار ایستاده

- مدرج
- بدون پلیسه
- سطح صاف و صیقلی



لوله ادرار درب دار

- مدرج
- بدون پلیسه
- سطح صاف و صیقلی




لوله ادرار با درب و تبدیل زنانه

- مدرج
- بدون پلیسه
- با تبدیل زنانه



طوق کودک

- دارای جای نشیمن گاه و تکیه گاه کودک
- جداکننده ران
- ارگونومی و راحت



لگن ادرار درب دار

- دارای جای نشیمن
- بدون پلیسه
- ارگونومی
- درب دار



لگن ادرار بدون درب

- دارای جای نشیمن
- بدون پلیسه
- ارگونومی



دهانی اسپیرومتری

- ساخته شده از مواد پزشکی
- بدون هیچ گونه پلیسه و زائده
- سازگار و بدون حساسیت
- ارائه به دو صورت بدون بسته بندی تکی و با بسته بندی تکی نایلوتی



گاز طبی ۱۰×۱۰ - هشت لا

- جنس گاز: ۱۰۰٪ پنبه
- نوع نخ: ۲۰ انگلیسی
- فاقد هر نوع سر نخ آزاد
- بدون بو و عاری از هرگونه مواد شیمیایی
- قابلیت جذب بالای خون و محلول های ضدعفونی
- مناسب برای شست و شو، پانسمان و ضدعفونی





ZARIF POLYMER

محصولات آزمایشگاهی

BEKR®



یورین باتل آسان ریز® BECR

- حجم ۹۰ میلی لیتر
- تولید شده با مواد دست اول
- قابل عرضه به صورت استریل و غیر استریل
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید
- آسان ریز
- با قابلیت اتوکلاو
- در پوش بدون نشت
- تولید شده در کلین روم با کلاس یکصد هزار
- تولید شده با دستگاه تمام اتوماتیک
- امکان عرضه به صورت چیده شده در باز (اکونومی)



یورین باتل

- مدرج
- ۶۰ میلی لیتر مدرج، گنجایش ۹۰ میلی لیتر
- بدون نشت
- دارای ناحیه زیر شده برای نوشتن
- بسته شدن درب با یک چهارم دور چرخش
- دهانه گشاد جهت نمونه گیری آسانتر
- نوع استریل آن ، با بسته بندی نایلونی عرضه می شود



استول باتل BEK®

- قاشقک دار
- با گنجایش ۳۰ میلی لیتر
- دهانه گشاد تامین کننده نمونه گیری آسان
- درپوش پیچی، با پیچ های چند راهه (با یک ششم دور چرخش کاملاً بسته می شود)
- عدم نشست بو




استنول باتل ۳۱

- ۳۰ میلی لیتر
- عدم نشست بو
- قاشقک جداشونده
- دهانه گشاد جهت نمونه گیری آسان



لوله آزمایش

- بدون خمیدگی در طول لوله
- بدون زائده تزریق روی کف (داخل) لوله
- در دو نوع نیمه شفاف و مات
- بدون نشئی در صورت استفاده با درپوش
- سطح داخلی کاملاً صیقلی
- در سایزهای ۱۲×۷۵ و ۱۲×۱۰۰
- قابلیت استفاده در سانتریفیوژ بدون آسیب رسیدن به لوله ها
- سطح داخل و خارج لوله کاملاً صیقلی است
- کف لوله تقویت شده تا در دستگاه سانتریفیوژ دچار نشئی و شکستگی نشود
- ارائه در ۲ برند **BEKZ** 



درپوش لوله آزمایش قارچی

- آج دار و منعطف به منظور استفاده آسان‌تر
- متناسب با انواع لوله‌های آزمایش هم سایز
- جلوگیری صد در صد از نشت و تبخیر محتوا
- نفوذناپذیر
- تولید شده در محیط کلین روم با کلاس یکمصد هزار
- بسته شدن درب با کمترین فشار




درپوش لوله آزمایش ساده

- آج دار و منعطف به منظور استفاده آسان‌تر
- متناسب با انواع لوله‌های آزمایش هم سایز
- جلوگیری صد در صد از نشت و تبخیر محتوا
- نفوذناپذیر
- تولید شده در محیط کلین روم با کلاس یکمصد هزار
- بسته شدن درب با کمترین فشار



رک لوله آزمایش ۱۶

- پایداری قابل توجه
- دارای علائم راهنما برای مونتاژ آسانتر
- طراحی شده به صورت یک تکه تاشو
- برای لوله‌های آزمایشگاهی تا قطر ۱۶ میلی‌متر
- قابلیت نصب بر چسب روی پایه‌ها
- دارای نشانگر عددی و حروف
- قابل اتوکلاو
- ۶۰ خانه
- دارای ۵ رنگ مختلف که امکان دسته بندی را راحت تر می‌کند.



ظرف ادرار ۲۴ ساعته

- تولید شده با مواد دست اول
- بدون آثار جانبی شیمیایی و میکروبی بر روی نمونه
- دارای راهنمای کامل و کاربردی استفاده از محصول
- تعبیه یک واشر پشت درب برای جلوگیری از نشتی
- کاهش ریسک مخلوط شدن ادرار با ترشحات بدن در هنگام نمونه گیری
- بدون ریسک پاشیدن ادرار به اطراف در هنگام نمونه گیری
- مقاوم در برابر گرما، نور مستقیم و فشارهای مکانیکی
- قابل نگهداری در قسمت های مختلف یخچال به دلیل امکان ایستایی در ۲ جهت
- تولید شده در فضای کلین روم با کلاس یکمصد هزار
- حجم ۳ لیتر که برای ۲۴ ساعت بسیار مناسب است
- ارائه با یک کیسه پلاستیکی دسته دار برای حمل آسان تر
- طراحی شیر خروجی به گونه ایست که همواره در نقطه پایین قرار می گیرد و نمونه برداری را راحت تر می کند

ارائه در ۲ برند **BECK** 



پتری دیش

عرضه در بسته های
عددی ۱۲، ۱۱، ۱۰

- تولیدشده با مواد پلی استایرن
- کاملاً شفاف
- بدون خط و خش و اثر انگشت ناشی از دست اپراتور
- دارای شیارهای جلوگیری کننده از ایجاد خلأ
- تولیدشده در فضای کلین روم با کلاس یکصد هزار
- استریل شده واقعی با گاز اتیلن اکساید
- دارای لبه برای بلند کردن آسان از روی میز
- وجود شیارهای تبادل هوا به منظور ایجاد سطح هم دما در کل سطح پتری دیش
- وجود لبه های پتری دیش برای جلوگیری از کندانس
- ارائه در بسته بندی مدیکال مخصوص



کاست بافت پانولوژی درب دار

- قابلیت استفاده بایک دست
- قابل تولید در رنگ های مختلف
- دارای زاویه مناسب و فضای کافی برای نوشتن
- قفل و لولای مقاوم در مقابل باز و بسته شدن متعدد
- قابلیت استفاده آسان، جهت نگهداری سلول و بافت در زمان طولانی
- ساخته شده از مواد هوستافرم (پلی استالن)
- ته نشین شدن کاست در الکل و مواد ضدعفونی کننده
- دارای ۱۲۸ شیار منظم جهت تبادل سیالات
- سطح درونی میقلی می باشد.




میکروتیوب

- گیج دار
- حجم ۱/۵ میلی لیتر
- عدم نشئی تضمین شده
- ته بدون زانده
- باز و بسته شدن آسان به علت لبه روی درب
- آماده سازی، سانتریفیوژ و نگهداری بدون دغدغه
- دارای مربع زبر شده برای نوشتن یا علامت گذاری
- قابلیت انتقال مواد پودری و گرانولی
- شفاف و تولید شده با مواد دست اول مدیکال گرید
- وجود یک ناحیه دایره ای روی درب که امکان نمونه گیری با سرنگ را راحت تر می کند.




اپلیکاتور آزمایشگاهی BECR®

- ضخامت اپتیمایز شده
- دارای خطوطی برای راحت تر شکسته شدن هنگام آلودگی
- استفاده راحت برای برداشتن نمونه‌ها و جدا کردن لخته‌ها
- تولید شده در محیط کلین روم با کلاس یکصد هزار
- بدون زائده روی بدنه




اپلیکاتور آزمایشگاهی

- با قابلیت شکسته شدن آسان
- استفاده راحت برای برداشتن نمونه ها و جدا کردن لخته ها
- بدون پلیسه و زائده روی بدنه



سرویکس برایش

- طول ۲۰ سانتیمتری
- تولید شده با مواد مخصوص ساخت قطعات پزشکی
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید
- تولید شده در فضای کلین روم با کلاس یکصدهزار
- برس های نرم و انعطاف پذیر برای جمع آوری نمونه های سلولی
- دارای پرز نیم دایره ای با طول های مختلف که نمونه گیری از دور، رو و داخل دهانه رحم را میسر می کند.





ZARIF POLYMER

محصولات دندانپزشکی

BEKZ®



مسواک انگشتی

- تولید شده با مواد مخصوص ساخت قطعات پزشکی
- دارای گوی های جداکننده گونه و ماساژ دهنده لثه
- دارای بسته بندی تکی و مقوایی
- دارای مکانیزم کاهش درد زمان سر زدن دندانها
- بدون زوایای تیز و آزار دهنده
- پرزهای فشرده و نازک برای جدا نمودن پلاکها از دندانها
- سایز مناسب انگشتان اکثر خانمهای ایرانی
- دارای سیب سلامت



سرساکشن دندانی پزشکی

- مکش قوی و سریع
- طول لوله ۱۴ سانتی متر
- استفاده از سیم گالوانیزه برای فرم دهی راحت
- حفظ شکل خمیدگی تا انتهای عملیات دندانی پزشکی
- ارائه در ۵ رنگ مختلف در هر بسته



روکش پوآر دندانپزشکی

- بدون بو و حساسیت
- تهیه شده از مواد درجه یک



روکش ساکشن دندانپزشکی

- بدون بو و حساسیت
- تهیه شده از مواد درجه یک




پیش بند دندانپزشکی

- بدون بو و حساسیت
- در ابعاد ۶۵ × ۶۵ و ۸۰ × ۶۵
- و وزن های ۲۵۰، ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۵۰ گرمی



سینی یکبار مصرف دندانپزشکی

- عرضه در دو نمونه ۶۰۰ گرمی و ۸۰۰ گرمی
- دارای بخش‌های مختلف جهت نگهداری ابزارهای دندانپزشکی
- تهیه شده از مواد درجه یک



گاز دندانپزشکی

- سایز گاز: ۵×۵ سانتی متر
- جنس گاز: ۱۰۰٪ پنبه
- نوع نخ: ۲۰ انگلیسی
- نخ ۸ لایه





ZARIF POLYMER

محصولات زنان و زایمان

BEKAR® 



اسپکلوم پیچی (ارگونومی)

- شفاف
- بدون لبه تیز و آزار دهنده
- بدون براده برداری پس از تولید
- تولید شده در فضای کلین روم با کلاس یکمصد هزار
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید
- مواد اولیه مدیکال گرید
- سایز Medium
- پیچ دور راهه برای سرعت و سهولت باز و بسته شدن
- عرضه در بسته بندی مدیکال مخصوص
- دارای گواهینامه CE



اسپکلوم نولی پار

- طراحی شده برای بانوانی که زایمان طبیعی نکرده اند
- بدون لبه تیز و آزار دهنده
- استریل شده واقعی با گاز اتیلن اکساید
- مواد اولیه مدیکال گرید
- بدون براده برداری پس از تولید
- تولید شده در فضای کلین روم با کلاس یکصد هزار
- پیچ دو راهه برای سرعت و سهولت باز و بسته شدن
- عرضه در بسته بندی مدیکال مخصوص
- دارای گواهینامه CE





اسپکلوم دلفین

- شفافیت بی نظیر، مقاوم و بدون لبه تیز و آزار دهنده
- بدون براده برداری پس از تولید
- مواد اولیه مدیکال گرید
- تولید شده در فضای کلین روم با کلاس یکصد هزار
- امکان کار کردن با یک دست
- حذف پیچ با استفاده از قفل تاشو با محدوده عمل کافی
- استریل شده واقعی با گاز اتیلن اکساید
- تأیید شده با تست های فیزیکی و میکروبیولوژی
- در دو سایز (قفل زرد) Small و (قفل صورتی) Medium to Large
- عرضه در بسته بندی مدیکال مخصوص
- دارای گواهینامه CE




چراغ معاینه

- قابل استفاده برای اسپکلوم و اژینال و آبسلانگ
- برخلاف چراغ قوه که به دلیل پخش نور دید پزشک را مختل می‌کند، چراغ معاینه تابش نور مستقیم و متمرکز دارد.
- مقرون به صرفه هم برای پزشکان (به دلیل خرید بیماران) و هم برای بیماران (یک بار خرید و بارها استفاده)
- سازگار با محیط زیست به دلیل عدم دور انداختن باتری و چراغ پس از یکبار استفاده



آمنیوهوک

- یکبار مصرف
- تولید شده با مواد مدیکال گرید
- تولید شده در کلین روم با کلاس یکصد هزار
- زائده ندارد و به سر جنین و رحم مادر آسیب نمی‌رساند
- استریل شده با گاز اتلین اکساید
- جلوگیری از آسیب به سر جنین به علت طراحی خاص سر آمنیوهوک
- طراحی منحنی شکل که تأمین کننده کنترل دقیق تر و حذف گردش ناخواسته آمنیوهوک در دست می‌باشد.




کاور پروب سونوگرافی غیر استریل

- متناسب با سایز بیشتر پروب های سونوگرافی
- شفاف
- ایجاد تصویر با کیفیت به علت عدم استفاده از لانتکس
- مقرون به صرفه نسبت به محصولات جایگزین مثل کاندوم
- ضخامت مناسب
- لبه گرد متناسب با پروب و بدون آزار
- دنباله باز برای سهولت پوشش دادن پروب و پوشش انگشتان پزشکان در زمان سونوگرافی
- مقاومت دوخت و عدم پارگی کاور
- قابل استفاده برای سونوگرافی های بیرونی بدن




کاور پروب سونوگرافی استریل

- بسته بندی تکی به صورت استریل
- کاربرد آسان
- جلوگیری از انتقال بیماری های STD (بیماری های مقاربتی)
- طراحی شده به صورتی که کاور به صورت آکاردیونی جمع شده و با قرار دادن ژل داخل آن، فقط نوک پروب آغشته به ژل سونوگرافی می شود.
- ایده آل برای عمل های لقاح خارج از رحم IVF / ART به دلیل عدم اثرگذاری نامطلوب روی اسپرم و تخمک در کاتاتر ترانسفر و پیکاپ
- بدون لاتکس و در نتیجه دقت بیشتر تصویر
- کثیف نکردن دسته پروب سونوگرافی و دست پزشک
- کاهش قابل توجه مصرف ژل سونوگرافی




اپلیکاتور پماد

- بدون نشست پماد از حفره انتها
- تولید شده در فضای کلین روم با کلاس یکصد هزار
- دسته انعطاف پذیر و کاملاً شفاف و بدون پلیسه
- دارای سر پیچ به منظور قرارگیری اتوماتیک روی سر تیوب پماد
- طراحی سر دسته اپلیکاتور به شکل عروسکی، به منظور کاهش استرس بیماران و متمایز شدن اپلیکاتور بکر




اپلیکاتور قرص

- بدون زائده و پلیسه و روان
- تولید شده در فضای کلین روم با کلاس یکصد هزار
- طراحی ارگونومی دسته اپلیکاتور که باعث فشار دادن و بیرون آوردن راحت تر آن می شود



کاتتر IIA

- قابل اتصال به تمامی وسایل مکمل (مانند سرنگ‌ها و کایدها)
- نرم
- انعطاف پذیر
- ابعاد مناسب
- دارای علامت برای کنترل عمق نفوذ
- بدون هرگونه ذرات معلق به دلیل تولید در شرایط کلین روم و در نتیجه عدم آسیب به اسپرم، جنین و عدم تحریک سیستم ایمنی بدن که باعث عدم پیوند جنین به رحم می‌گردد.
- ساخته شده با مواد مخصوص زیست سازگار که تأثیر جانبی بر اسپرم و جنین نمی‌گذارد.
- تأیید شده به وسیله تست‌های جنین شناسی
- ارائه در بسته بندی مدیکال



سیمن بلاستر

- جدول تعیین زمان تخمک گذاری
- راهنمای تصویری بیمار ان
- راهنمای تصویری پزشکان
- سرنگ برای نمونه گیری
- وسیله ای که پزشکان غیر متخصص زنان و ماماها می توانند از آن به عنوان آغاز درمان ناباروری استفاده نمایند.
- حدود ۲۰% از عوارض ایجادکننده ناباروری با استفاده از این ابزار رفع می شود.



ژل لوبریکانت

- مناسب برای معاینات پزشکی واژینال و رکتال
- مناسب برای سونداژ
- قابل استفاده در الکترو تراپی
- شفاف و قابل حل در آب
- تولید شده با مواد غیر حساسیت زا
- رفع خشکی واژن و بهبود در روابط زناشویی
- عرضه در ساشه های آلومینیومی
- بدون عوارض جانبی
- حفظ بهداشت به علت عرضه محصول در ساشه
- ژله ای





ZARIF POLYMER


محصولات تولیدی
شرکت ظریف پلیمر سپاهان


 zarifpolymer.com

 [zarifpolymer](https://www.instagram.com/zarifpolymer)


 [@zarifpolymer](https://twitter.com/zarifpolymer)


دفتر تهران

 (+۹۸) ۲۱ ۳۶۸ ۴۱ ۶۹۷

 (+۹۸) ۲۱ ۳۶۸ ۴۱ ۰۸۳

دفتر مرکزی (اسفهان)

 (+۹۸) ۳۱ ۳۶۶ ۲۶ ۵۵۳

 (+۹۸) ۳۱ ۳۶۶ ۸۵ ۷۰۸

ست پاپ اسمیر

- استریل
- مناسب مطب ها
- ارائه در دو سایز کوچک و بزرگ
- حاوی یک عدد اسپکلوم، یک سرویکس بر اش و یک جفت دستکش استریل
- ارائه در دو مدل:
 - ۱- با دستکش نایلونی استریل
 - ۲- با دستکش لاتکس استریل





ZARIF POLYMER

محصولات مصارف عمومی


BEKZ®



پد جاذب روغن


- آنتی‌باکتریال
- تولید شده در محیط کلین
- ابعاد ۲۶×۲۵ سانتی متر
- مناسب برای جذب روغن اضافی سرخ کردنی‌ها
- یکبار مصرف و بهداشتی
- بدون پرز و چسبندگی به مواد غذایی
- بدون تاثیر منفی در طعم خوراک





ZARIF POLYMER


محصولات تولیدی
شرکت ظریف پلیمر سپاهان


 zarifpolymer.com

 zarifpolymer


 @zarifpolymer

دفتر تهران

 (+۹۸) ۲۱ ۳۶۸ ۴۱ ۶۹۷

 (+۹۸) ۲۱ ۳۶۸ ۴۱ ۰۸۳

دفتر مرکزی-اصفهان

 (+۹۸) ۳۱ ۵۲۵۲

 (+۹۸) ۳۱ ۵۲۳ ۷۴ ۱۶۵